



#10

COLLECTION KOLLEKTION

01.2016



MARKUS T

MARKUS T EYEGLASSES MARKUS T BRILLEN

100% HANDMADE IN GERMANY



#10

DESIGN	4
ME	8
SUN	14
TITAN	16
COLOURS	20
INFORMATION	22

100 % HANDMADE IN GERMANY MARKUS T glasses are manufactured by people with a fine touch and a love for precision – on demand – in Westphalia, the place of business. Thus, the wearer can be sure to have a pair of glasses that was custom-made for him or her.

100 % COMFORT Glasses by MARKUS T are so light and comfortable that the wearer hardly notices them. What there is to notice is the intelligent technical construction, ensuring the comfort. And there is the pure design that conveys an elegant simplicity that has delighted jurors at national and international design contests.

100 % HANDMADE IN GERMANY Brillen von MARKUS T werden am Sitz des Unternehmens in Westfalen von Menschen mit ausgeprägtem Fingerspitzengefühl und Hang zur Präzision von Hand gefertigt – auf Bestellung. Der Träger kann also sicher sein, nicht irgendeine Brille von vielen zu bekommen, sondern eine, die speziell für ihn mit größter Sorgfalt gefertigt wurde.

100 % KOMFORT Brillen von MARKUS T sind so leicht und komfortabel zu tragen, dass sie für den Träger kaum spürbar sind. Sehen aber wird er ihre intelligente technische Konstruktion, die diesen Komfort begründet. Und das pure Design? Vermittelt eine elegante Einfachheit, die auch schon die Juroren nationaler und internationaler Designwettbewerbe begeistert hat.



D3.313

The new DESIGN/D3 – Minimum Weight, Maximum Design. The D3 is minimalistic and delicate, yet certainly anything but boring. The shapes and colours give the frames a young and modern appearance – the technical details are subtle and unbelievably simple at the same time.

Die neue DESIGN/D3 – Minimales Gewicht. Maximales Design. Sie ist minimalistisch und filigran, aber dabei alles andere als langweilig. Formen und Farben geben der D3 ein junges und modernes Aussehen – die technischen Details sind dezent und unglaublich einfach zugleich.





D3.310
50 — 17 — 38



D3.311
52 — 17 — 35



D3.312
55 — 15 — 35



D3.313
57 — 15 — 40



D3.314
51 — 19 — 32



D3.315
51 — 19 — 41



D3.316
54 — 17 — 39



D3.317
58 — 17 — 37



D3.318
58 — 19 — 41



D3.319
54 — 17 — 42



D3.320
50 — 19 — 44



D3.321
56 — 17 — 37



D3.322
55 — 15 — 41



D3.323
57 — 17 — 39



D3.324
57 — 15 — 39



D3.325
49 — 19 — 43



D3.326
56 — 19 — 43



D3.327
52 — 17 — 36



D3.328
50 — 17 — 31



D3.329
57 — 15 — 35



D3.330
51 — 19 — 37



D3.331
54 — 17 — 33



D3.332
54 — 17 — 37



D3.333
50 — 19 — 36



NEW D3.334
52 — 19 — 44



NEW D3.335
57 — 19 — 34

ALL	103	115	118	130	135 NEW	141	144	162	163	170	

026	054

Titanium round wire 1.0 mm
 TMi 150 mm

01 — 02 — 03

01 —
Width Breite

02 —
Bridge Brücke

03 —
Height Höhe

DESIGN CLASSIC/

D1



Nose cushion
black or transparent
*Nasenauflege schwarz
oder transparent*

D2



Nosepads
Nasenpads



Clip-On



D2.060



D1.041

Less is more: The puristic, reduced glasses that look as made out of a single wire. They will be hardly noticed.

Weniger ist mehr: Die puristische, reduzierte Brille, geformt wie aus einem Draht. Liegt auf der Nase wie ein Nichts.



reddot design award
winner



D1.010 D2.010
39 — 27 — 35



D1.012 D2.012
44 — 23 — 23



D1.041 D2.041
42 — 23 — 26



D1.045 D2.045
45 — 23 — 36



D1.047 D2.047
52 — 23 — 31



D1.060 D2.060
47 — 23 — 32



D1.063 D2.063
52 — 23 — 35



D1.065 D2.065
48 — 23 — 39



D1.066 D2.066
54 — 22 — 36



D1.067 D2.067
49 — 23 — 25



D1.068 D2.068
43 — 26 — 41



D1.069 D2.069
49 — 22 — 42

ALL	115	130	168	195		025	026

- Titanium round wire 1.1 mm
- Titanium 130 mm / 140 mm
- T Mi 140 mm
- Clip-on sunglasses Grey 85% polarised

HINGE / SCHARNIER

Hinge connection without screws,
long-lasting and low-maintenance

*Scharnierverbindung ohne Schrauben,
langlebig und wartungsarm*

MATERIAL / MATERIAL

Ultra-light TMI synthetic material
and antiallergenic titanium

*Superleichter TMI-Kunststoff
und antiallergenes Titan*

LENS MOUNTING / GLASHALTERUNG

Intelligent clip system closes the
frame without screws.

*Intelligentes Klemmsystem verschließt
die Fassung ohne Schrauben.*

M2.263

Smart for colours: The glasses with zeitgeist for people who want to show their colours. For their individual look – ME.

Mut zur Farbe: Die zeitgeistige Brille für Menschen, die Farbe bekennen wollen. Zu ihrem ganz persönlichen Look – und zu ihrer ME.



Clip-On



M1.045



M2.253



M3.323



M1.016
47 — 21 — 26



M1.020
46 — 21 — 25



M1.024
50 — 20 — 27



M1.034
53 — 17 — 29



M1.036
50 — 17 — 29



M1.037
51 — 20 — 31



M1.038
55 — 16 — 32



M1.039
53 — 21 — 31



M1.041
54 — 19 — 37



M1.042
49 — 20 — 37



M1.043
51 — 17 — 34



M1.044
51 — 18 — 39



M1.045
54 — 21 — 34



M1.046
55 — 17 — 34



M1.047
56 — 16 — 34



M1.048
54 — 16 — 30



M1.049
52 — 18 — 35



M1.050
51 — 17 — 35



M1.051
54 — 21 — 35

M1.016	001	004	005	007	013		
M1.020	001	004	005		013		064
M1.024	001	004	005	007	013		
M1.034	001	004	005		013		
M1.036	001	004	005		013	059	064
M1.037	001	004	005	007			
M1.038	001	004	005	007	013		
M1.039	001	004	005	007			061
M1.041	001	004	005	007			061
M1.042			005	007	013		061
M1.043	001	004	005		013		
M1.044		004		007		059	
M1.045			005	007			061
M1.046	001	004	005		013	059	
M1.047	001	004			013		
M1.048	001	004	005		013	059	064
M1.049			005	007			061
M1.050	001	004	005		013	059	
M1.051	001	004	005	007			



044



025 026



TMi 1.0 mm



Titanium 140 mm / 150 mm



TMi 140 mm / Easy shortening



Clip-on sunglasses Grey 85% polarised



M2.210
50 — 19 — 32



M2.211
50 — 21 — 39



M2.219
52 — 17 — 29



M2.220
54 — 17 — 33



M2.221
55 — 18 — 35



M2.230
49 — 17 — 30



M2.232
53 — 15 — 32



M2.236
57 — 18 — 36



M2.237
57 — 17 — 34



M2.239
54 — 16 — 31



M2.241
53 — 15 — 30



M2.245
53 — 17 — 40



M2.246
48 — 21 — 40



M2.247
52 — 17 — 37



M2.252
52 — 17 — 34



M2.253
53 — 14 — 34



NEW M2.258
52 — 21 — 45



NEW M2.259
50 — 19 — 39



NEW M2.260
55 — 17 — 35



NEW M2.261
55 — 15 — 35



NEW M2.262
50 — 18 — 34



NEW M2.263
50 — 17 — 36



NEW M2.264
59 — 17 — 36

ALL	103	115	118	130	135 NEW	141	144	150	162	163	170
	044		026		054						

- Titanium flat 0.6 mm
- Titanium 140 mm / 150 mm
- TMi 150 mm / Easy shortening
- Clip-on sunglasses Grey 85% polarised

01 — 02 — 03



01 —
Width Breite



02 —
Bridge Brücke



03 —
Height Höhe



M3.310
57 — 16 — 33



M3.311
52 — 17 — 29



M3.312
53 — 16 — 31



M3.313
51 — 17 — 28



M3.314
57 — 18 — 33



M3.315
52 — 17 — 34



M3.316
53 — 16 — 29



M3.317
56 — 16 — 30



M3.318
53 — 17 — 30



M3.319
54 — 17 — 34



M3.320
50 — 16 — 28



M3.321
54 — 16 — 33



M3.322
56 — 17 — 31



M3.323
57 — 18 — 36



M3.324 X
52 — 16 — 33



M3.325 X
52 — 18 — 36



M3.326 X
54 — 20 — 35



M3.327 X
51 — 20 — 36



M3.328 X
57 — 20 — 40



M3.329 X
51 — 19 — 37



M3.330
53 — 17 — 37



M3.331
57 — 18 — 41



M3.332
49 — 19 — 39

															
M3.310			042				051	052	053	054		051	052	053	054
M3.311			042			050	051	052	053	054	069	051	052	053	054
M3.312			042				051	052	053	054		051	052	053	054
M3.313			042				051	052	053	054		051	052	053	054
M3.314			042				051	052	053	054		051	052	053	054
M3.315			042			050	051	052	053	054	069	051	052	053	054
M3.316			042				051	052	053	054		051	052	053	054
M3.317			042				051	052	053	054		051	052	053	054
M3.318			042				051	052	053	054	069	051	052	053	054
M3.319			042			050	051	052	053	054	069	051	052	053	054
M3.320			042			050	051	052	053	054		051	052	053	054
M3.321			042				051	052	053	054	069	051	052	053	054
M3.322			042				051	052	053	054		051	052	053	054
M3.323			042				051	052	053	054	069	051	052	053	054
M3.324 X	001	025		043											054
M3.325 X	001	025		043											054
M3.326 X		025		043	046										054
M3.327 X		025		043	046										054
M3.328 X		025		043	046										054
M3.329 X	001	025		043											054
M3.330			042				051		053		069	051	052	053	054
M3.331			042				051			054	069	051	052	053	054
M3.332			042			050	051				069	051	052	053	054



TMi 2-7 mm



TMi 150 mm / Easy shortening



Clip-on sunglasses Grey 85% polarised

01-02-03



01 —
Width *Breite*

02—
Bridge *Brücke*03 —
Height *Höhe*



M2.655

The sunglasses that combine great comfort and ideal functionality.

Kein Blendwerk: Die Sonnenbrille, die höchsten Komfort und optimale Funktionalität in sich vereint.

LENSES BY



NEW D3.613
57 – 15 – 40



NEW D3.615
51 – 19 – 41



NEW D3.618
58 – 19 – 41



NEW D3.619
54 – 17 – 42



NEW D3.620
50 – 19 – 44



NEW D3.626
56 – 19 – 43

ALL SUN D3	103	115	118	130	135 NEW	141	144	162	163	170
	803	804	807 pol	805	806	044	026	054		

- Titanium flat 0.6 mm
- Titanium 140mm/150 mm
- TMI 150 mm / Easy shortening



M2.635
60 – 15 – 49



M2.643
61 – 16 – 44



M2.650
58 – 14 – 43



M2.651
57 – 17 – 47



M2.654
54 – 19 – 45



M2.655
61 – 14 – 52



M2.656
57 – 17 – 44



M2.657
57 – 15 – 40

ALL SUN M2											
	103	115	118	130	135 NEW	141	144	150	162	163	170
	803	804	807 pol	805	806	044	026	054			

- Titanium flat 0.6 mm
- Titanium 140mm/150 mm
- TMi 150 mm / Easy shortening



T2.644
62 – 14 – 46



T2.645
57 – 17 – 42



T2.646
56 – 21 – 48



T2.647
61 – 17 – 43



T2.659
57 – 18 – 40



T2.660
57 – 18 – 42



T2.661
57 – 19 – 41



T2.662
54 – 17 – 43

ALL SUN T2											
	103	115	118	130	135 NEW	141	144	150	162	163	170
	803	804	807 pol	805	806	001	025	026			

- Titanium flat 0.8 mm
- TMi 140 mm / Easy shortening

01 – 02 – 03

01 –
Width Breite

02 –
Bridge Brücke

03 –
Height Höhe

MATERIAL / MATERIAL

Antiallergenic, flat titanium

Antiallergenes, flaches Titan

HINGE / SCHARNIER

Hinge connection without screws,
long-lasting and low-maintenance

*Scharnierverbindung ohne Schrauben,
langlebig und wartungsarm*

LENS MOUNTING / GLASHALTERUNG

Closing system with a nylon thread,
without any screws

*Verschlusslösung per Nylonfaden, ganz
ohne Schrauben*



T3.326

Genuine values: The glasses made of ultra-thin and ultra-resistant titanium. Pure comfort – even for people suffering from allergies.

Wahre Werte: Die Brille aus ultra-flachem und ultra-beständigem Titan. Komfort pur – auch für Allergiker.



Clip-On



T2.255



T3.338

TITAN/T2



T2.210
54 — 21 — 34



T2.211
55 — 17 — 31



T2.219
53 — 20 — 36



T2.225
58 — 17 — 32



T2.226
58 — 18 — 34



T2.232
55 — 15 — 34



T2.233
57 — 17 — 32



T2.234
53 — 18 — 38



T2.243
60 — 18 — 37



T2.248
52 — 18 — 36



T2.249
58 — 17 — 38



T2.250
50 — 19 — 41



T2.251
55 — 17 — 38



T2.252
52 — 17 — 36



T2.253
48 — 18 — 34



T2.254
54 — 17 — 33



T2.255
50 — 21 — 41



T2.256
56 — 19 — 42



T2.257
54 — 16 — 40



T2.258
54 — 14 — 41



NEW T2.264
55 — 17 — 38



NEW T2.265
53 — 17 — 30

ALL	103	115	118	130	135 NEW	141	144	150	162	163	170
	001	025	026								

- Titanium flat 0.8 mm
- Titanium 140 mm / Easy shortening
- TMi 140 mm / Easy shortening
- Clip-on sunglasses Grey 85% polarised

01 — 02 — 03

01 —
Width *Breite*

02 —
Bridge *Brücke*

03 —
Height *Höhe*



T3.312
56 — 16 — 31



T3.314
55 — 16 — 31



T3.317
58 — 17 — 33



T3.323
54 — 15 — 31



T3.325
51 — 19 — 40



T3.326
55 — 16 — 34



T3.329
54 — 15 — 34



T3.333
58 — 17 — 39



T3.334
54 — 17 — 40



T3.335
49 — 19 — 41



T3.336
53 — 17 — 38



T3.337
52 — 16 — 34



T3.338
48 — 20 — 42



T3.339
52 — 17 — 40



T3.340
52 — 19 — 38



T3.341
44 — 22 — 41



T3.342
56 — 15 — 38



T3.343
50 — 20 — 42



T3.344
54 — 16 — 42



T3.345
52 — 15 — 34



NEW T3.347
54 — 17 — 31




NEW T3.348
58 — 16 — 33

											
ALL	103	115	118	130	135 NEW	141	144	150	162	163	170

- Titanium flat 0.6 mm
- Titanium 140 mm / Easy shortening
- Clip-on sunglasses Grey 85% polarised

COLOURS/ BY MARKUS T

001	purple
004	medium brown
005	black
007	dark brown
013	red
025	black
026	transparent
042	dark brown
043	brown grey
044	dark grey
045	red
046	dark blue
048	dark purple
050	purple
051	black
052	beige grey
053	red
054	grey
059	pink
060	lilac
061	grey green
064	orange
066	green
069	dark red
103	gold brown
115	grey
118	brown
130	black
135	light grey
141	blue
144	grey
150	purple
162	pink
163	blue
168	brown
170	green
195	blue



	GLAS- EMPFEHLUNG	MIN. RANDDICKE	MIN. NUTENBREITE	EMPF. NUTENTIEFE	BÜGELANPASSUNG	BÜGEL KÜRZEN
						
DESIGN CLASSIC D1, D2	Kunststoff- gläser Index 1,6	2,0 mm	1,1 mm	0,6 mm	Titan einfaches Biegen. TMi-Kunststoff: Bügel gleichmäßig für 60 Sek. bei 140° C erwärmen. Sobald das Material nachgibt innerhalb von 10 Sek. biegen.	Übliches Vorgehen. Nacharbeitung TMi-Kunststoffbügel mit feinem Schmirgelgummi, keine Politur.
DESIGN D3	Kunststoff- gläser Index 1,6	2,0 mm	1,0 mm	0,5 mm	Titan einfaches Biegen. TMi-Kunststoff: Bügel gleichmäßig für 60 Sek. bei 140° C erwärmen. Sobald das Material nachgibt innerhalb von 10 Sek. biegen.	Übliches Vorgehen. Nacharbeitung TMi-Kunststoffbügel mit feinem Schmirgelgummi, keine Politur.
ME M1	Kunststoff- gläser Index 1,6	2,0 mm	1,1 mm	0,6 mm	TMi-Kunststoffbügel gleichmäßig für 60 Sek. bei 140° C erwärmen. Sobald das Material nachgibt innerhalb von 10 Sek. biegen.	Übliches Vorgehen. Nacharbeitung TMi-Kunststoff- bügel mit feinem Schmirgelgummi, keine Politur.
ME M2	Kunststoff- gläser Index 1,6	2,0 mm	0,7 mm	0,5 mm – 0,6 mm	TMi-Kunststoffbügel gleichmäßig für 60 Sek. bei 140° C erwärmen. Sobald das Material nachgibt inner- halb von 10 Sek. biegen.	Übliches Vorgehen. Nacharbeitung TMi-Kunststoff- bügel mit feinem Schmirgelgummi, keine Politur.
ME M3	Kunststoff- gläser Index 1,6	2,0 mm	0,7 mm	0,5 mm – 0,6 mm	TMi-Kunststoffbügel gleichmäßig für 60 Sek. bei 140° C erwärmen. Sobald das Material nachgibt innerhalb von 10 Sek. biegen	Übliches Vorgehen. Nacharbeitung TMi-Kunststoff- bügel mit feinem Schmirgelgummi, keine Politur.
TITAN T2	Kunststoff- gläser Index 1,6	2,0 mm	0,9 mm	0,6 mm	Titan: Einfache Anpassung als Steckbügel oder anatomische Anpassung am Ohr. TMi: Kunststoffbügel gleichmäßig für 60 Sek. bei 140°C erwärmen. Sobald das Material nachgibt inner- halb von 10 Sek. biegen	Einfachstes Kürzen um 1 cm: Bügelende abziehen → Titanbügel an Kerbe abknicken → Bügelende an Markierung abschneiden → Schmiermittel auf Titanbügel auf- bringen → Bügelende aufziehen.
TITAN T3	Kunststoff- gläser Index 1,6	2,0 mm	0,7 mm	0,6 mm	Einfache Anpassung als Steckbügel oder anatomische Anpassung am Ohr.	Einfachstes Kürzen um 1 cm: Bügelende abziehen → Titanbügel an Kerbe abknicken → Bügelende an Markierung abschneiden → Schmiermittel auf Titanbügel auf- bringen → Bügelende aufziehen.

REINIGUNGS-EMPFEHLUNG



Reinigung mit klarem Wasser ohne Zusätze.
Keine Lösungsmittel- oder alkoholhaltigen Produkte verwenden.
TMi-Kunststoffbügel nie mit Spiritus reinigen, sondern Aceton verwenden.
Vermeiden Sie die Reinigung im Ultraschallbad.

MEHR INFORMATION

Detaillierte Informationen zu den Kollektionen finden Sie im jeweiligen
Dokument "Hinweise und Informationen".

DISCLAIMER HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Subject to corrections, misprints, technical modifications and colour deviation.
Korrekturen, Druckfehler, technische Änderungen und farbliche Abweichungen vorbehalten.

	LENS RECOM- MENDATION	MIN. LENS THICKNESS	MIN. GROOVE WIDTH	RCMD. GROOVE DEPTH	TEMPLE FITTING	TEMPLE SHORTENING
						
DESIGN CLASSIC D1, D2	Plastic lenses Index 1.6	2.0 mm	1.1 mm	0.6 mm	Titan simply bend. TMi-temple: Heat a wide area at 140°C / 284°F for 60 sec. When soft bend within 10 sec.	Shortening as usual. Finish off TMi-temple with fine rubber, don't polish.
DESIGN D3	Plastic lenses Index 1.6	2.0 mm	1.0 mm	0.5 mm	Titan simply bend. TMi-temple: Heat a wide area at 140°C / 284°F for 60 sec. When soft bend within 10 sec.	Shortening as usual. Finish off TMi-temple with fine rubber, don't polish.
ME M1	Plastic lenses Index 1.6	2.0 mm	1.1 mm	0.6 mm	Heat a wide area at 140°C / 284°F for 60 sec. When soft bend within 10 sec.	Shortening as usual. Finish off TMi-temple with fine rubber, don't polish.
ME M2	Plastic lenses Index 1.6	2.0 mm	0.7 mm	0.5 mm - 0.6 mm	Heat a wide area at 140°C / 284°F for 60 sec. When soft bend within 10 sec.	Shortening as usual. Finish off TMi-temple with fine rubber, don't polish.
ME M3	Plastic lenses Index 1.6	2.0 mm	0.7 mm	0.5 mm - 0.6 mm	Heat a wide area at 140°C / 284°F for 60 sec. When soft bend within 10 sec.	Shortening as usual. Finish off TMi-temple with fine rubber, don't polish.
TITAN T2	Plastic lenses Index 1.6	2.0 mm	0.9 mm	0.6 mm	Titan: Simple adjustment as plug-in temple or anatomic adjustment on the ear. TMi: Heat a wide area at 140°C / 284°F for 60 sec. When soft bend within 10 sec.	Easy shortening of 1 cm: pull off temple tip → bend and break off the temple at the groove → cut off the silicone temple tip at the mark → put some lubricant on temple → push the temple tip back on.
TITAN T3	Plastic lenses Index 1.6	2.0 mm	0.7 mm	0.6 mm	Simple adjustment as plug-in temple or anatomic adjustment on the ear.	Easy shortening of 1 cm: pull off temple tip → bend and break off the temple at the groove → cut off the silicone temple tip at the mark → put some lubricant on temple → push the temple tip back on.

CLEANING ADVICE



Cleaning with clear water without additives.

Don't use products with solvents or alcohol.

In order to clean the TMi-temple never use spirit but acetone instead.

Avoid cleaning the fram in the ultrasonic bath.

MORE INFORMATION

Detailed information on the collections on the sheet "Indications and Information".

COLLECTION KOLLEKTION

01.2016

Markus Temming GmbH
Isselhorster Straße 374
33334 Gütersloh, Germany

T +49 (0)5241. 74343-0
F +49 (0)5241. 74343-10

info@markus-t.com
markus-t.com