


Medtronic

Produktkatalog Medtronic Diabetes



**Bestellen Sie direkt
beim Hersteller**

shop.medtronic-diabetes.de
oder telefonisch: 0800 6464633

Bestellen Sie direkt bei Medtronic



So erreichen Sie das Medtronic Diabetes Team:

Telefon: kostenfrei unter 0800 6464633 montags bis freitags von 8:00-17:00 Uhr
Post: Medtronic GmbH, Geschäftsbereich Diabetes,
Postfach 1441, 40639 Meerbusch
Website: medtronic-diabetes.de
E-Mail: minimedbestellungen.germany@medtronic.com



Bei Notfällen können Sie sich rund um die
Uhr an unseren technischen Support unter
0800-6464633 - Durchwahl 1 - wenden.

Bitte informieren
Sie uns, wenn Sie
Ihre Krankenkasse
wechseln oder
sich Ihre Adresse
geändert hat.

Inhaltsverzeichnis

Bestellinformationen	5
Insulinpumpen- und CGM-Systeme sowie Sensoren	8
Infusionssets	14
Quick-set™	19
Medtronic Extended	20
Mio™ Advance	21
Sure-T™	22
Mio™ 30	23
Reservoir	24
Accessoires	26
Blutzuckermessgeräte	41
Injektionshilfe (i-Port™ Advance)	46
WeCare Services	48

Herzlich Willkommen bei Medtronic

Engineering the extraordinary

Wir entwickeln außergewöhnliche gesundheitstechnologische Lösungen für schwer zu behandelnde Erkrankungen. Was wir tun, kann für Menschen weltweit Hoffnung und neue Möglichkeiten bedeuten.



Liebe Kundin, lieber Kunde,

Medtronic ist ein weltweit führender Anbieter von Medizintechnik. Wir arbeiten mit Menschen in aller Welt zusammen, um den Alltag mit Diabetes zu verbessern. Damit Menschen mit Diabetes mehr Freiheit und bessere Gesundheit erleben.

Das MiniMed™ 780G Insulinpumpensystem passt die Insulinabgabe automatisch und individuell an die Bedürfnisse an und korrigiert zu hohe Werte bei Bedarf alle 5 Minuten rund um die Uhr. Mit der Einführung dieser Insulinpumpe haben wir einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zum Closed Loop erreicht. Erfahren Sie mehr über die Medtronic Insulinpumpen und Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) ab Seite 8.

Wollen Sie regelmäßig über Neuigkeiten informiert werden? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.medtronic.de/diabetes-newsletter.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch an unsere kostenfreie Service-Hotline (montags bis freitags 8:00-17:00 Uhr) unter 0800-6464633 oder nutzen Sie das Kontaktformular unter medtronic-diabetes.de.

Ihr Medtronic Diabetes Team

Ihre Bestellung bei Medtronic

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im folgenden Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.

-  Für viele unserer Produkte benötigen Sie grundsätzlich eine Verordnung (Rezept) Ihres behandelnden Diabetologen. Ein entsprechendes Symbol finden Sie neben dem Artikel.
-  Medtronic benötigt für die Auftragsbearbeitung das Auftragsformular. Mit dem Auftragsformular fordern Sie uns auf, Ihre Bestellung zu bearbeiten und willigen mit Ihrer Unterschrift ein, dass wir Ihre personen- und gesundheitsbezogenen Daten verarbeiten dürfen. Ohne Ihre Einwilligung dürfen wir den Auftrag nicht verarbeiten.
Sofern der Bezug Ihrer Verbrauchsmaterialien über eine Versorgungspauschale abgedeckt ist, müssen Sie zu Beginn der Pauschale ein Rezept für die rezeptpflichtigen Artikel einreichen. Innerhalb der Pauschale können Sie dann bequem über den eShop oder telefonisch nachbestellen. Wenn Sie sich nicht in einer Pauschalversorgung befinden, müssen Sie für jeden rezeptpflichtigen Artikel ein Rezept einreichen. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich gerne per E-Mail an minimedbestellungen.germany@medtronic.com oder telefonisch an 0800-6464633.
-  Verbrauchsmaterialien wie Infusionssets oder Reservoirs können Sie bequem über den Medtronic eShop bestellen. Artikel, die mit dem eShop-Symbol (Einkaufswagen) gekennzeichnet sind, können unter shop.medtronic-diabetes.de bestellt werden.
-  Mit diesem Symbol versehene Artikel verdeutlichen, dass Sie den Artikel als Privatversicherter oder Selbstzahler im eShop bestellen können.

Bestellen Sie direkt beim Hersteller –

Online in unserem eShop:
shop.medtronic-diabetes.de

Telefonisch unter:
0800 6464633

Medtronic übernimmt für Sie die gesetzliche Zuzahlung

für die bei Medtronic direkt bestellten
medizinischen Hilfsmittel.

So gehen Sie vor:

Bei der Erstbestellung und einem Therapiewechsel von einer Insulinpumpe, eines Transmitters oder i-Port Advance benötigt das Medtronic Diabetes Team immer das Auftragsformular. Bei der Bestellung von Verbrauchsmaterialien (Infusionssets, Reservoirs, Sensoren etc.) senden Sie bitte nur das Rezept im Original ein. Bei Privatversicherten ist eine Rezeptkopie ausreichend.



1. Vereinbaren Sie einen Termin bei Ihrem Diabetologen zur Rezeptausstellung. Bitte beachten Sie, dass wir für jedes Produkt ein separates Rezept benötigen.



2. Füllen Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt das Medtronic Auftragsformular aus. Die linke Seite des Formulars wird von Ihrem Arzt ausgefüllt, die rechte Seite von Ihnen. Das Formular liegt i.d.R. in der Praxis/Klinik vor, andernfalls ist es unter www.medtronic-diabetes.de > Support und Service > Downloads abrufbar.



3. Senden Sie das ausgefüllte und unterschriebene Auftragsformular zusammen mit dem Rezept bzw. den Rezepten an Medtronic Diabetes.

Bei gesetzlich Versicherten reicht Medtronic einen Kostenvoranschlag bei der Krankenkasse ein.

Privatversicherte und Selbstzahler erhalten ein Kaufan-gebot und nach Annahme die Rechnung. Wir halten Sie über die weitere Bearbeitung auf dem Laufenden. Wir empfehlen Privatversicherten nach Rezeptausstellung mit Ihrer Krankenversicherung in Kontakt zu treten, um die Kostenübernahme der Bestellung zu klären.



Medtronic übernimmt für Sie die gesetzliche Zuzahlung für die bei Medtronic direkt bestellten medizinischen Hilfsmittel.

Achten Sie darauf, dass das Rezept folgende Angaben aufweist:

- ✓ Krankenkasse bzw. Kostenträger
- ✓ Name, Vorname des Versicherten und Adresse
- ✓ Geburtsdatum
- ✓ Kassennummer
- ✓ Versichertennummer
- ✓ Betriebsstättennummer
- ✓ Arztnummer
- ✓ Datum (Muster 16 Rezepte haben eine Gültigkeit von 28 Tagen ab Ausstellungsdatum)
- ✓ Eindeutiges Produkt: Bitte geben Sie neben dem Produktnamen auch die Bestellnummer an.
- ✓ Diagnose
- ✓ Verordnerstempel + Verordnerunterschrift
- ✓ Das Feld Nummer 7 für „Hilfsmittel“ muss angekreuzt sein.
- ✓ Das Feld „gebührenpflichtig“ bzw. „gebührenfrei“ muss angekreuzt sein.

Krankenkasse bzw. Kostenträger		BVG		Hilfs- mittel	Impf- stoff	Spez.- St.	Begr.- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK	
Musterkrankenkasse		6	X	8	9				
Name, Vorname des Versicherten		Zuzahlung		Gesamt-Brutto					
Mustermann, Erika									
Musterstraße 100		geb. am		TT.MM.JJJJ					
12345 Musterstadt									
Kassen-Nr.	Versicherten-Nr.	Status		Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.					
123456789	A123456789			Faktor					
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.	Datum		Taxe					
987654321	123456789	TT.MM.JJJJ		1. Verordnung					
				2. Verordnung					
				3. Verordnung					
				Vertragsarztstempel					
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)									
Produktname, Bestellnummer									
Diabetes mellitus Typ 1 oder ICD Code									
Musterpraxis Dr. Mustermann 12345 Musterstadt									
Unterschrift des Arztes Muster 16 (7.2008)									
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!									
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer								

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie Ihre Krankenkasse wechseln oder sich Ihre Adresse geändert hat.

Wir benötigen das Rezept von gesetzlich Versicherten immer im Original.

Unser Ziel: Closing the Loop



MiniMed™ 640G/740G
Insulinpumpensystem




MiniMed™ 670G/770G
Hybrid-Closed-
Loop System



MiniMed™ 780G
Advanced-Hybrid-
Closed-Loop System



Guardian™ Connect
rtCGM-System



Smart ICT System
Smartinsulinpensystem
mit kontinuierlicher
Glukosemessung

bald
verfügbar

Medtronic - Ihr Systemanbieter

Bei Medtronic erhalten Sie alles aus einer Hand. Das bedeutet, wir bieten Ihnen passend zu Ihrer Therapie alle erforderlichen Produkte und unterstützen Sie bei der Anwendung mit unseren Services.

Dank des technologischen Fortschritts nähern wir uns unserem Ziel: Closing the Loop. Je automatisierter das System, desto geringer der Aufwand für den Anwender. Das ist genau das, was wir für Sie anstreben.

Die kontinuierliche Glukosemessung ist die Basis unserer Systeme. Nutzen Sie unser Advanced-Hybrid-Closed-Loop System MiniMed™ 780G mit dem kalibrationsfreien Guardian™ 4 Sensor und dem Guardian™ 4 Transmitter. Die MiniMed™ 740G wird voraussichtlich im Spätsommer 2022 erhältlich sein und mit der Nutzung von dem Guardian™ 3 Sensor und dem Guardian™ 3 Transmitter den Vorteil der Smartphone-Kompatibilität mit sich bringen.

Auch in dem Bereich der eigenständigen rtCGM-Geräte geht die Entwicklung weiter. Abonnieren Sie unseren Newsletter unter www.medtronic.de/diabetes-newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden.

Insulinpumpensystem MiniMed™ 780G

Die Komponenten für Ihre Advanced Hybrid-Closed-Loop-System-Therapie:

- Insulinpumpe MiniMed™ 780G,
Maßeinheit mg/dl oder mmol/l
- Kontinuierliche Glukosemessung (CGM)
mit Bluetooth® Technologie:
der kalibrationsfreie Guardian™ 4 Sensor
und Guardian™ 4 Transmitter
- Blutzuckermessgerät
Accu-Chek®Guide Link
Maßeinheit mg/dl oder mmol/l
- Verbrauchsmaterial Starter Kit
bestehend aus Infusionsset,
Setzhilfe und Reservoir
- blauer Adapter
(CareLink BLE USB)*



Hinweis: Für die Verordnung des Systems sind mehrere Rezepte erforderlich.

*Der blaue Adapter ist nur erforderlich, wenn automatische Uploads nicht möglich sind, z.B. weil kein Smartphone verfügbar ist.

Insulinpumpensystem MiniMed™ 740G

Die Komponenten für Ihre Insulinpumpentherapie

- Insulinpumpe MiniMed™ 740G,
Maßeinheit mg/dl oder mmol/l
- Kontinuierliche Glukosemessung
(CGM) mit Bluetooth® Technologie:
der Guardian™ 3 Sensor und
Guardian™ 3 Transmitter
- Blutzuckermessgerät
Accu-Chek®Guide Link
Maßeinheit mg/dl oder mmol/l
- Verbrauchsmaterial Starter Kit
bestehend aus Infusionsset,
Setzhilfe und Reservoir
- blauer Adapter
(CareLink BLE USB)*



Hinweis: Für die Verordnung des Systems sind mehrere Rezepte erforderlich.

*Der blaue Adapter ist nur erforderlich, wenn automatische Uploads nicht möglich sind, z.B. weil kein Smartphone verfügbar ist.

Artikelübersicht Insulinpumpen- und CGM-Systeme sowie Sensoren



Bezeichnung	Artikelnummer
Insulinpumpensysteme	
MiniMed 780 mg/dl Insulinpumpe	DE780GG4SMGDL1
MiniMed 780 mmol/l Insulinpumpe	DE780GG4SMMOLL1
MiniMed 740G mg/dl Insulinpumpe	DE740GMGDL
MiniMed 740G mmol/l Insulinpumpe	DE740GMMOLL
Dazugehörige CGM-Systeme	
Guardian 4 CGM-Transmitterpaket Bluetooth für MiniMed 780G	DECGMSSGL4
Guardian 3 CGM-Transmitterpaket Funk für MiniMed 640G/670G	DECGMSSGL3
Guardian 3 CGM-Transmitterpaket Bluetooth für MiniMed 740/770G*	DECGMSSGL3BLE
Guardian 2/Enlite CGM-Transmitterpaket Funk für MiniMed 640G	MMT-7775WE
Stand-Alone-CGM	
Guardian Connect CGM-Transmitterpaket mit Monitor	DECGMSSGCMMO
Guardian Connect CGM-Transmitterpaket ohne Monitor	DECGMSSGSOMO

*ist auch kompatibel mit MiniMed 780G

i Hinweis zur Kompatibilität der Systeme: Bitte beachten Sie, dass Transmitter und Sensoren derselben Generation verordnet werden: Der Guardian™ 4 Transmitter ist ausschließlich zur Verwendung mit dem Guardian™ 4 Sensor vorgesehen.

Eine Verwendung des Guardian™ 4 Transmitters mit dem Guardian™ Sensor 3 bzw. eine Verwendung des Guardian™ 4 Sensor mit dem Guardian™ 3 Transmitter (BLE) ist nicht vorgesehen und kann zu Beeinträchtigungen führen.

Bezeichnung	Artikelnummer
Sensoren	
Sensoren Guardian 4 für MiniMed 780G für einen Monat (5 Stk.)	1 x MMT-7040C1
Sensoren Guardian 4 für MiniMed 780G für ein Jahr	11 x MMT-7040C1
Sensoren Guardian 3 für MiniMed 640G/670G/740G/770G/780G für einen Monat (5 Stk.)	1 x MMT-7020C1
Sensoren Guardian 3 für MiniMed 780G für ein Jahr	11 x MMT-7020C1
Einführhilfe (One-Press Serter für Guardian Sensor 3 und 4)	1 x MMT-7512W
Sensoren Enlite für Guardian Connect für einen Monat (5 Stk.)	1 x MMT-7008A
Sensoren Enlite für Guardian Connect für ein Jahr	12 x MMT-7008A
Einführhilfe (One-Press Serter für Enlite)	MMT-7512WE

Einführhilfe: One-Press Serter

Der One-Press Serter (OPS) erleichtert die Anlage des Sensors (Enlite™ und Guardian™ Sensor 3 und 4), macht diese praktisch schmerzfrei und gewährleistet zudem eine gute Positionierung des Sensors.



Infusionssets



Warum sind Infusionssets so wichtig?

Infusionssets verbinden die Insulinpumpe mit dem Körper und ermöglichen eine konstante Zufuhr von Insulin. Alles, was Einfluss darauf hat, wie sie funktionieren oder wie der Körper das Insulin aufnimmt, kann beeinflussen, wie gut der Diabetes kontrolliert wird.


Was muss ich bei der Anwendung beachten?

Um eine bessere Glukoseeinstellung zu erreichen und die Haut zu schützen, ist Folgendes wichtig:

Wechseln Sie das Infusionsset nach der empfohlenen Tragedauer.

- Der Glukosespiegel steigt mit jedem weiteren Tag, an dem Sie das gleiche Infusionsset tragen.^{1,2}
- Eine längere Nutzungsdauer kann zu einer schlechten Glukoseeinstellung und zu mehr hyperglykämischen Episoden führen³.
- Wenn Sie den Wechsel verzögern, ist die Wahrscheinlichkeit 4 mal höher, dass Sie an der Infusionsstelle Probleme haben (Juckreiz, Prellungen, Schwellungen und Schmerzen)³.
- Je länger das Set verwendet wird, desto mehr Probleme treten auf, wie z.B. schlechte Haftung und Leckage.

Wie wähle ich die richtige Infusionsstelle?



- empfohlene Setzstellen
- andere mögliche Setzstellen

Die Wahl der richtigen Infusionsstelle ist wichtig. Ihr Körper nimmt Insulin unterschiedlich auf, je nachdem, wo Sie das Set legen und welche Aktivitäten Sie durchführen. Ihr Arzt wird Ihnen helfen, die beste Stelle für Sie und Ihren Lebensstil auszuwählen.

Am Bauch wird Insulin am schnellsten aufgenommen und ist die von den meisten Menschen bevorzugte Stelle. Auch die Oberarme, Gesäß und Oberschenkel werden häufig verwendet, haben aber eine geringere Absorptionsrate als der Bauch.^{4,5}

Es ist wichtig, die Infusionsstelle innerhalb desselben Bereichs (z.B. am Bauch) regelmäßig zu wechseln, aber sprechen Sie zuerst mit Ihrem Arzt, bevor Sie die Position der Stelle vollständig ändern (z.B. vom Bauch zum Oberschenkel).

Infusionssets: Eigenschaften im Überblick



	Quick-set™	Sure-T™	Mio™ 30
Schlauch			
Länge (cm)	45/60/80/110	45/60/80	60/110
Material (Innen)	Polyethylen	Polyethylen	Polyethylen
Anschluss/Verbindung zur Insulinpumpe			
MiniMed Anschluss	X	X	X
Luer-Lock Anschluss	X	X	-
Kanüle			
Länge (mm)	6/9	6/8/10	13
Material	flexibler Kunststoff (PTFE)	rostfreier Stahl	flexibler Kunststoff (PTFE)
Einführwinkel	90°	90°	30°
Einführhilfen (Serter)	Quick-serter™	-	integriert
Abkoppelbar			
Direkt am Körper	X	-	X
Am Schlauch	-	X	-
Pflaster			
Material (auf der Haut)	hypoallergener, nicht gewebter Polyester	hypoallergener, nicht gewebter Polyester	hypoallergener, nicht gewebter Polyester
Klebstoff	Polyacrylat	Polyacrylat	Polyacrylat
Füllen (U-100 Insulin)			
Kurze Kanüle (I.E./ml)	0,3 I.E./0,003 ml	-	-
Lange Kanüle (I.E./ml)	0,5 I.E./0,005 ml	-	0,7 I.E./0,007 ml
Tragedauer (in Tagen)	2-3	1-2	2-3



	Mio™ Advance	Medtronic Extended
Schlauch		
Länge (cm)	60 /110	60/80
Material (Innen)	Polyethylen	Polyethylen
Anschluss/Verbindung zur Insulinpumpe		
MiniMed Anschluss	X	X
Luer-Lock Anschluss	X	-
Kanüle		
Länge (mm)	6/9	6/9
Material	flexibler Kunststoff (PTFE)	flexibler Kunststoff (PTFE)
Einführwinkel	90°	90°
Einführhilfen (Serter)	integriert	integriert
Abkoppelbar		
Direkt am Körper	X	X
Am Schlauch	-	-
Pflaster		
Material (auf der Haut)	hypoallergener, nicht gewebter Polyester	hypoallergener, nicht gewebter Polyester
Klebstoff	Polyacrylat	Polyacrylat
Füllen (U-100 Insulin)		
Kurze Kanüle (I.E./ml)	0,6 I.E./0,006 ml	0,6 I.E./0,006 ml
Lange Kanüle (I.E./ml)	0,6 I.E./0,006 ml	0,6 I.E./0,006 ml
Tragedauer (in Tagen)	2-3	7




Hinweis: Wenn Sie in Erfahrung bringen möchten, ob Sie Ihre Bestellung über den eShop tätigen können und ob Sie ein neues Rezept benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an minimedbestellungen.germany@medtronic.com oder telefonisch an 0800-6464633.

Welches Infusionsset kann ich tragen? Gerade oder schräge Kanüle? Kunststoff- oder Stahlkanüle?

Anwender	Statur	Material der Kanüle	Vorschlag ¹ Infusionsset & Kanülenlänge
Säuglinge		Softkanüle	Mio™ 30 mit 13 mm-Kanüle
Kinder	normal	Softkanüle	Quick-set™, Mio™ Advance oder Extended 6 mm
		Stahlkanüle	Sure-T™ 6 mm
	sehr schlank	Softkanüle	Mio™ 30 mit 13 mm-Kanüle
Schwangere		Stahlkanüle	Sure-T™ 6 mm
		Softkanüle	Mio™ 30 mit 13 mm-Kanüle
Erwachsene, normale Aktivität	normal	Softkanüle	Quick-set™, Mio™ Advance oder Extended 6 mm
	kräftig	Softkanüle	Quick-set™, Mio™ Advance oder Extended 6 mm
Erwachsene, hohe Aktivität	schlank	Softkanüle	Mio™ 30 mit 13 mm-Kanüle

¹Dies ist ein Vorschlag von Medtronic, basierend auf den Rückmeldungen und Erfahrungen von Anwendern. Bitte beachten Sie, dass jeder Anwender in Absprache mit seinem Arzt eine eigene Entscheidung trifft. Medtronic übernimmt keine Haftung.




MiniMed™ Quick-set™



Dieses Set vereint leichte Handhabung und maximalen Komfort. Die Softkanüle wird in einem 90°-Winkel zur Hautoberfläche eingeführt. Die Pflasterrondelle ist bereits integriert. Der Schlauch kann an der Einführstelle direkt abgekoppelt werden. Die Quick-set™ Einführnadel ist durch den einzigartigen „Klick und weg“-Mechanismus nach der Einführung sicher und schnell zu entsorgen. Mit diesen Eigenschaften ist dieses Set die Wahl für Kinder und Erwachsene mit normalem Körpergewicht.

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
MiniMed™ Quick-set™ 6 mm Kanülenlänge, 45 cm Schlauchlänge	10	16333092	MMT-394A
MiniMed™ Quick-set™ 6 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	16333100	MMT-399A
MiniMed™ Quick-set™ 6 mm Kanülenlänge, 80 cm Schlauchlänge	10	16333117	MMT-387A
MiniMed™ Quick-set™ 6 mm Kanülenlänge, 110 cm Schlauchlänge	10	16333146	MMT-398A
MiniMed™ Quick-set™ 9 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	16333152	MMT-397A
MiniMed™ Quick-set™ 9 mm Kanülenlänge, 80 cm Schlauchlänge	10	16333169	MMT-386A
MiniMed™ Quick-set™ 9 mm Kanülenlänge, 110 cm Schlauchlänge	10	16333175	MMT-396A
Für Insulinpumpen mit Luer-Lock-Anschluss (anderer Hersteller)			
Quick-set™ 6 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	01808939	MMT-393
Quick-set™ 9 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	01808922	MMT-392

Weitere Informationen zu unseren Infusionssets finden Sie unter
www.medtronic.de/diabetes-infusionssets



Medtronic Extended

Das Medtronic Extended Infusionsset hat ein neues Design und kann bis zu 7 Tagen getragen werden. Somit hält es doppelt so lange wie herkömmliche Infusionssets, ohne Einbußen bei Komfort oder Insulinabgabe. Durch das einhändig durchführbare Einführen lässt es sich selbst in schwer erreichbaren Körperbereichen leicht platzieren.

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
Medtronic Extended 6 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	-	MMT-431A
Medtronic Extended 6 mm Kanülenlänge, 80 cm Schlauchlänge	10	-	MMT-432A
Medtronic Extended 9 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	-	MMT-441A
Medtronic Extended 9 mm Kanülenlänge, 80 cm Schlauchlänge	10	-	MMT-442A



MiniMed™ Mio™ Advance

Das Infusionsset MiniMed™ Mio™ Advance ist eine Weiterentwicklung des MiniMed™ Mio™ Infusionssets. Das Setzen des Infusionssets fällt leicht, insbesondere an schwer erreichbaren Setzstellen. Die Einführhilfe ist wie beim Mio™ bereits integriert, der Einführwinkel beträgt 90° und die Nadel ist vor, während und nach dem Setzen nicht sichtbar.

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
MiniMed™ Mio™ Advance Farbe grau 6 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	16737889	MMT-242A
MiniMed™ Mio™ Advance Farbe grau 6 mm Kanülenlänge, 110 cm Schlauchlänge	10	16806159	MMT-213A
MiniMed™ Mio™ Advance Farbe grau 9 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	16806165	MMT-243A
MiniMed™ Mio™ Advance Farbe grau 9 mm Kanülenlänge, 110 cm Schlauchlänge	10	16806171	MMT-244A
Für Insulinpumpen mit Luer-Lock-Anschluss (anderer Hersteller)			
Mio™ Advance Farbe grau 6 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	16333212	MMT-247



MiniMed™ Sure-T™



Dieses Set überzeugt mit einer feinen Stahlkanüle, die ein schmerzfreies Einführen im 90°-Winkel ermöglicht. Zwei integrierte Pflasterrondellen an der Einführstelle und an der Abkopplungseinheit (ca. 10 cm von der Einführstelle) bilden eine Entlastungsschleufe. Sure-T ist die Wahl, wenn Sie ein verlässliches Infusionsset mit Stahlkanüle suchen. Es ist besonders beliebt bei Pumpeneinsteigern.

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
MiniMed™ Sure-T™ 6 mm Kanülenlänge, 45 cm Schlauchlänge	10	16333005	MMT-862A
MiniMed™ Sure-T™ 6 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	16333011	MMT-864A
MiniMed™ Sure-T™ 6 mm Kanülenlänge, 80 cm Schlauchlänge	10	16333028	MMT-866A
MiniMed™ Sure-T™ 8 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	16333034	MMT-874A
MiniMed™ Sure-T™ 8 mm Kanülenlänge, 80 cm Schlauchlänge	10	16333040	MMT-876A
MiniMed™ Sure-T™ 10 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	16333057	MMT-884A
MiniMed™ Sure-T™ 10 mm Kanülenlänge, 80 cm Schlauchlänge	10	16333063	MMT-886A
Für Insulinpumpen mit Luer-Lock-Anschluss (anderer Hersteller)			
Sure-T™ 6 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	00365150	MMT-863



MiniMed™ Mio™ 30



MiniMed™ Mio™ 30 ermöglicht mit der integrierten Einführhilfe und dem 30°-Einführwinkel ein leichtes und sicheres Setzen des Infusionssets. Mit diesem Set gelingt auch das Setzen an schwer erreichbaren Stellen. Anhand des Sichtfensters können Sie sich versichern, dass die Kanüle unter der Haut sitzt. Dort bleibt die Softkanüle bis zu 3 Tagen.

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
MiniMed™ Mio™ 30 Farbe grau 13 mm Kanülenlänge, 60 cm Schlauchlänge	10	16333181	MMT-905A
MiniMed™ Mio™ 30 Farbe grau 13 mm Kanülenlänge, 110 cm Schlauchlänge	10	16333198	MMT-906A

Zubehör



Quick-serter™



Der Quick-serter™ ist die Einführhilfe für alle Quick-sets™. Er ermöglicht eine schnelle, leichte und kaum spürbare Anlage des Infusionssets.

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
Quick-serter™, Quick-set™-Einführhilfe	1	12557133	MMT-305QS

MiniMed™ & Medtronic Extended Reservoirs

Medtronic Insulinreservoirs sind speziell für MiniMed™ Insulinpumpensysteme entwickelt. Die Reservoirs werden selbst befüllt, so dass Sie zusammen mit Ihrem Arzt entscheiden können, welches Insulin am besten für Sie geeignet ist.

Die MiniMed™ und Medtronic Extended Infusionssets und Reservoirs sind perfekt aufeinander abgestimmt. Sie bilden zusammen die MiniMed™ Verbindung. Diese Verbindung ist eine Weiterentwicklung des herkömmlichen Luer-Lock-Anschlusses.

Aufbau der MiniMed™ und Medtronic Extended Reservoirs

1 Schnelle und effiziente Befüllung:
einfache und intuitive Handhabung durch gebrauchsfertige Reservoirs.

2 Schutz vor Stichverletzungen
keine separate Kanüle nötig, da diese bereits im Transferschutz integriert ist.

3 Zuverlässige und einfache Befüllung des Reservoirs
Der Transferschutz passt perfekt auf die 10 ml Durchstechflaschen. Das Reservoir kann auch mit Hilfe der 3 ml Patronen für Insulinpens befüllt werden.

4 Kein Insulin kann aus dem Reservoir auslaufen, selbst wenn Druck auf den Kolben ausgeübt wird.
Nach Entfernen des Transferschutzes dichtet eine Silikonmembran das Reservoir komplett ab.



Hinweis: Wenn Sie in Erfahrung bringen möchten, ob Sie Ihre Bestellung über den eShop tätigen können und ob Sie ein (neues) Rezept benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an minimedbestellungen.germany@medtronic.com oder telefonisch an 0800-6464633.

MiniMed™ & Medtronic Extended Reservoirs



	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed Insulinpumpen der 600er und 700er Serie			
Reservoir-Kit 1.8ml (inkl. 8x AA-Batterien)	20	11051779	MMT-1031
Reservoir-Kit 3ml (inkl. 8x AA-Batterien)	20	11051785	MMT-1030
Medtronic Extended Reservoir-Kit 3ml (inkl. 4x AA-Batterien)	10	-	KITMMT342

Accessoires

Jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch lebt und kleidet sich individuell. Daher bietet Medtronic eine Zubehör-Kollektion für mehr Individualität an.

Die Accessoires und das Zubehör sind passend für alle MiniMed Insulinpumpen der 600er und 700er Serie



Hinweis: Die Kosten der meisten Accessoires werden durch die gesetzlichen Krankenkassen übernommen, wenn diese Accessoires ärztlich verordnet sind. Einige sind jedoch nicht erstattungsfähig. Diese Artikel sind entsprechend gekennzeichnet. Selbstverständlich können Sie alle abgebildeten Artikel jederzeit als Selbstzahler bei uns bestellen. Kontaktieren Sie uns dazu.

Wenn Sie in Erfahrung bringen möchten, ob Sie Ihre Bestellung über den eShop tätigen können und ob Sie ein (neues) Rezept benötigen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an minimedbestellungen.germany@medtronic.com oder telefonisch an 0800-6464633.

Halterungen



Gürtelclip



Gürtelclip zum Befestigen Ihrer MiniMed™ Insulinpumpe an Gürtel oder Hosenbund. Hinweis: Dieser Artikel kann bei einem Defekt kostenlos ausgetauscht werden. Melden Sie sich dazu bitte beim WeCare Service Portal an www.medtronic-diabetes.de/mein-wecare oder wenden Sie sich an unsere kostenlose Hotline unter 0800 6464633.

erstattungsfähig

Für alle MiniMed Insulinpumpen

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Gürtelclip schwarz	1	14336413	ACC-1601



Activity Guard



Für absolut festen Sitz des Reservoirs bei jeder Aktivität.

erstattungsfähig

Für alle MiniMed Insulinpumpen

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Activity Guard transparent	1	10986953	ACC-1520

Taschen

Hinweis: Wenn Sie in Erfahrung bringen möchten, ob Sie Ihre Bestellung über den eShop tätigen können und ob Sie ein (neues) Rezept benötigen, wenden Sie sich bitte an minimedbestellungen.germany@medtronic.com oder telefonisch an 0800-6464633.



Klassische Ledertasche



Diskrete, klassische Ledertasche für Freizeit und Beruf. Der Druckknopfverschluss ermöglicht den schnellen und unkomplizierten Zugriff auf die Pumpe. Kann horizontal mit dem integrierten Gürtelclip und der Gürtelschlaufe getragen werden.

erstattungsfähig

Für alle MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Ledertasche schwarz	1	10730656	ACC-803BK



Jeans-Tasche mit Clip



Jeans-Tasche für Herren, Damen und Kinder. Die Tasche hat einen Reißverschluss und kann horizontal am Gürtel getragen oder mit dem Clip am Hosenbund befestigt werden.

erstattungsfähig

Für alle MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Jeans-Tasche mit Clip jeansfarbend	1	10356407	ACC-260



Neopren-Tasche mit Reißverschluss



Diese Soft-Tasche passt sich perfekt Ihrer Pumpe an. Die Neopren-Tasche wird horizontal getragen, hat einen Reißverschluss und kann am Gürtel getragen oder mit dem Clip am Hosenbund befestigt werden.

erstattungsfähig

Für alle MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Neopren-Tasche mit Reißverschluss schwarz	1	10730604	ACC-810BK
Neopren-Tasche mit Reißverschluss lila	1	10730610	ACC-810PL
Neopren-Tasche mit Reißverschluss hell-blau	1	10730627	ACC-810BL
Neopren-Tasche mit Reißverschluss pink	1	10730633	ACC-810PINK



Lederklapptasche mit Sichtfenster



Stylische Kunstledertasche mit innovativen Flip-Design ermöglicht einfache Ansicht Ihrer Daten auf dem Pumpenbildschirm. Mit dem drehbaren Clip kann die Tasche vertikal oder horizontal ausgerichtet werden. Das Sichtfenster bietet einen einfachen Zugang zum Pumpenbildschirm. Die Tasche ist kompatibel mit allen MiniMed™ Pumpen.

erstattungsfähig je nach Krankenkasse

Für alle MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	netto (€)	brutto (€)	PZN	Bestell-Nr.
Lederklapptasche mit Sichtfenster schwarz	1	29,30	34,87	-	ACC-310BK
Lederklapptasche mit Sichtfenster grau	1	29,30	34,87	-	ACC-310GY
Lederklapptasche mit Sichtfenster roségold	1	29,30	34,87	-	ACC-310PK



Sport-Tasche



Diese strapazierfähige Tasche schützt Ihre Pumpe, z.B. bei Outdoor-Aktivitäten. Sie wird horizontal getragen und mit einem Reißverschluss verschlossen. Die Sport-Tasche kann an einem Gürtel getragen oder mit einem Clip am Hosengürtel befestigt werden.

erstattungsfähig

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
Sport-Tasche grau	1	10356175	ACC-300GY
Sport-Tasche rot	1	10356152	ACC-300RD
Sport-Tasche blau	1	10356169	ACC-300BL
Sport-Tasche pink	1	10730596	ACC-300Pink



BH-Insulinpumpen-Tasche



Die BH-Tasche bietet sicheren Halt für die Pumpe und lässt sich mit Hilfe von Druckknöpfen variabel vorne, an der Seite oder am Band des BHs befestigen.

erstattungsfähig

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
BH-Insulinpumpen-Tasche schwarz	1	10356206	ACC-270BK
BH-Insulinpumpen-Tasche beige	1	10356212	ACC-270BE

Gurte



Hinweis: Wenn Sie in Erfahrung bringen möchten, ob Sie Ihre Bestellung über den eShop tätigen können und ob Sie ein (neues) Rezept benötigen, wenden Sie sich bitte an minimedbestellungen.germany@medtronic.com oder telefonisch an 0800-6464633.



SPIbelt® Bauchgurt für Erwachsene



Der SPIbelt Bauchgurt bietet bequemen und sicheren Halt für Ihre Insulinpumpe oder Ihren CGM-Monitor, auch bei Sport oder körperlicher Aktivität. An der Hinterseite des SPIbelts befindet sich eine kleine Öffnung, durch die das Infusionsset der Insulinpumpe geführt werden kann. Verstellbarer Gurt mit Schnallenverschluss. Taillenumfang: 64-127cm.

erstattungsfähig

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
SPIbelt Bauchgurt schwarz/grau	1	-	ACC-460



Bauchgurt



Einzel erhältlich (Tasche nicht enthalten) als Ersatzteil für die Bauchtasche. Er verfügt über einen Klettverschluss und hat eine Gesamtlänge von 132 cm (kann beliebig gekürzt werden).

erstattungsfähig

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
Bauchgurt schwarz	1	10356413	ACC-258BK
Bauchgurt beige	1	10356436	ACC-258BE



Bauchgurt



Der Gurt besteht aus qualitativ hochwertigem Lycra/Nylon-Material und bietet sicheren und flachen Sitz um die Taille.

erstattungsfähig

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
Bauchgurt, Größe XS, Taille 47-54 cm blau	1	-	ACC-501XSBL
Bauchgurt, Größe S, Taille 55-64 cm blau	1	-	ACC-501SBL
Bauchgurt, Größe M, Taille 65-84 cm blau	1	-	ACC-501MBL
Bauchgurt, Größe L, Taille 85-109 cm blau	1	-	ACC-501LBL
Bauchgurt, Größe XL, Taille, 110-140 cm blau	1	-	ACC-501XLBL



Ober-/Unterschenkel-Gurt mit Beintasche



Die Beintasche passt sich perfekt Ihrer Pumpe an. Der Gürtel hat an der Innenseite „Anti-Rutsch-Pads“, die ein Verrutschen des Gurtes während des Tragens verhindern.

erstattungsfähig

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
Ober-/ Unterschenkel-Gurt mit Beintasche schwarz	1	10356229	ACC-205BK
Ober-/ Unterschenkel-Gurt mit Beintasche beige	1	10356235	ACC-205BE




Ober-/Unterschenkel-Gurt



Einzel erhältlichlicher Gurt (Tasche nicht enthalten) als Ersatzteil für die Beintasche. Der Gurt hat einen Klettverschluss und eine Gesamtlänge von 76 cm (kann auf jede beliebige Länge gekürzt werden).

erstattungsfähig

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
Ober-/ Unterschenkel-Gurt schwarz	1	10356376	ACC-210BK
Ober-/ Unterschenkel-Gurt beige	1	10356382	ACC-210BE



Bauchgurt mit Bauchtasche



Die Pumpentasche lässt sich auf dem Gurt hin und her bewegen, wodurch Sie die Tasche an jeder beliebigen Stelle positionieren und so einstellen können, wie es Ihnen am angenehmsten ist (mit Klettverschluss; Gurtlänge 132 cm, kann beliebig gekürzt werden).

erstattungsfähig

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
Bauchgurt mit Bauchtasche schwarz	1	10356181	ACC-255BK
Bauchgurt mit Bauchtasche beige	1	10356198	ACC-255BE

Hüllen und Folien

Hinweis: Wenn Sie in Erfahrung bringen möchten, ob Sie Ihre Bestellung über den eShop tätigen können und ob Sie ein (neues) Rezept benötigen, wenden Sie sich bitte an minimedbestellungen.germany@medtronic.com oder telefonisch an 0800-6464633.

Gestalten Sie Ihre Pumpe nach Belieben mit den geformten Silikon-Hüllen oder Motiv-Klebefolien. Die Silikon-Hülle sitzt wie eine zweite Haut auf Ihrer MiniMed™ Pumpe und verleiht Ihrer Pumpe einen neuen Look und schützt sie außerdem. Die Motiv-Klebefolie verleiht der Rückseite und dem Gürtelclip Ihrer MiniMed™ einen Farbtupfer.



Silikon-Hülle



erstattungsfähig

Für MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Silikon-Hülle schwarz	1	14336347	ACC-822BK
Silikon-Hülle blau	1	14336376	ACC-822BL
Silikon-Hülle lila	1	14336382	ACC-822PL
Silikon-Hülle weiß	1	14336353	ACC-822CL
Silikon-Hülle pink	1	14336407	ACC-822PINK



Displayschutzfolie



Die Displayfolie schützt das Display Ihrer MiniMed™ Insulinpumpe vor alltäglichen Oberflächenkontakten. Ein Set beinhaltet: 3 Displayfolien und Displayreinigungstücher.

nicht erstattungsfähig*

Für alle MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	netto (€)	brutto (€)	PZN	Bestell-Nr.
Displayschutzfolie transparent	1x3	10,36	12,33	-	ACC-920



Motiv-Klebefolie



nicht erstattungsfähig*

Für alle MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	netto (€)	brutto (€)	PZN	Bestell-Nr.
Motiv-Klebefolie schwarz	1	11,00	13,09	10987071	ACC-1597K
Motiv-Klebefolie blau	1	11,00	13,09	10987088	ACC-1597B
Motiv-Klebefolie lila	1	11,00	13,09	10987102	ACC-1597P
Motiv-Klebefolie pink	1	11,00	13,09	10987119	ACC-1597H
Motiv-Klebefolie weiß	1	11,00	13,09	10987125	ACC-1597W

* nicht erstattungsfähig, d.h. es liegt keine Hilfsmittelnnummer für diesen Artikel vor. Sie können den Artikel nicht zur Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse einreichen.

Für Kinder

Hinweis: Wenn Sie in Erfahrung bringen möchten, ob Sie Ihre Bestellung über den eShop tätigen können und ob Sie ein (neues) Rezept benötigen, wenden Sie sich bitte an minimedbestellungen.germany@medtronic.com oder telefonisch an 0800-6464633.



Rückengurt für Insulinpumpe

Der weiche Rückengurt bietet der Insulinpumpe Ihres Kindes sicheren Halt in einer kleinen, auf dem Rücken sitzenden Tasche. Die Schulterbänder ermöglichen ein unkompliziertes Einstellen.

erstattungsfähig

Für alle MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Rückengurt schwarz	1	-	ACC-845



Lenny™ Rückengurt

Der weiche Rückengurt bietet der Insulinpumpe Ihres Kindes sicheren Halt in einer kleinen, auf dem Rücken sitzenden Tasche. Das Infusionsset kann durch eine kleine Öffnung am unteren Taschenrand durchgezogen werden. Die Schulterbänder werden über Klettverschlüsse befestigt und ermöglichen ein unkompliziertes Einstellen.

erstattungsfähig

Für alle MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Lenny™ Rückengurt, blau	1	-	ACC-846BL



SPIbelt® Bauchgurt für Kinder



Der SPIbelt® Bauchgurt bietet bequemen und sicheren Halt für die Insulinpumpe oder den CGM-Monitor Ihres Kindes, auch beim Sport oder Toben. An der Hinterseite des SPIbelts befindet sich eine kleine Öffnung, durch die das Infusionsset der Insulinpumpe geführt werden kann. Verstellbarer Gurt mit Schnallenverschluss. Taillenumfang: 46-66cm.

erstattungsfähig

Für alle MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	netto (€)	brutto (€)	PZN	Bestell-Nr.
SPIbelt Bauchgurt schwarz/blau	1	20,76	24,70	-	ACC-450



Lenny™ Stofftier /

Insulinpumpentasche



Das ca. 32 cm große Plüsch-Stofftier hat am Rücken einen Reißverschluss und kann somit als Insulinpumpentasche verwendet werden. Alle Insulinpumpenmodelle passen in das Stofftier.

nicht erstattungsfähig*

Für alle MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	netto (€)	brutto (€)	PZN	Bestell-Nr.
Lenny Insulinpumpentasche orange-braun	1	21,77	25,90	-	HMS-BAB-SM-Lenny

* nicht erstattungsfähig, d.h. es liegt keine Hilfsmittelnnummer für diesen Artikel vor. Sie können den Artikel nicht zur Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse einreichen.



Lenny™ Stofftier groß



Großer Lenny™ als Stofftier mit 6 Infusionsstellen zum Üben. Lenny™ ist ungefähr 56 cm groß.

nicht erstattungsfähig

	Stück	netto (€)	brutto (€)	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen					
Lenny™ Stofftier groß	1	41,99	49,96	-	00643169116788



Lenny™ Trägerhemd



Trägerhemd aus weicher Baumwolle mit Taschen für die Insulinpumpe (95 % Baumwolle, 5 % Elasthan). Zwei integrierte Taschen auf der rechten und linken Seite. Der Eingriff der Taschen befindet sich an der Außenseite und ist verdeckt. Das Infusionsset wird einfach im Inneren des T-Shirts platziert.

nicht erstattungsfähig*

	Stück	netto (€)	brutto (€)	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen					
Lenny Trägerhemd für Kinder orange, Größe 4/5 Jahre	1	31,39	37,36	-	ACC-8501
Lenny Trägerhemd für Kinder orange, Größe 6/7 Jahre	1	31,39	37,36	-	ACC-8502
Lenny Trägerhemd für Kinder orange, Größe 8/9 Jahre	1	31,39	37,36	-	ACC-8503
Lenny Trägerhemd für Kinder pink, Größe 4/5 Jahre	1	31,39	37,36	-	ACC-8511
Lenny Trägerhemd für Kinder pink, Größe 6/7 Jahre	1	31,39	37,36	-	ACC-8512
Lenny Trägerhemd für Kinder pink, Größe 8/9 Jahre	1	31,39	37,36	-	ACC-8513

* nicht erstattungsfähig, d.h. es liegt keine Hilfsmittelnnummer für diesen Artikel vor. Sie können den Artikel nicht zur Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse einreichen.



Lenny™ Silikon-Hülle



Verwandeln Sie die Pumpe Ihres Kindes in Lenny™ mit den speziell geformten Silikon-Hüllen. Die Silikon-Hülle passt genau über die MiniMed™ Insulinpumpe Ihres Kindes und über den Gürtelclip und ist ein wahrer Hingucker.


erstattungsfähig

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
Lenny Silikon-Hülle orange	1	10987042	ACC-861OR
Lenny Silikon-Hülle lila	1	10987059	ACC-861PL
Lenny Silikon-Hülle blau	1	10987065	ACC-861BL

Sonstige Artikel



Hinweis: Wenn Sie in Erfahrung bringen möchten, ob Sie Ihre Bestellung über den eShop tätigen können und ob Sie ein (neues) Rezept benötigen, wenden Sie sich bitte an minimedbestellungen.germany@medtronic.com oder telefonisch an 0800-6464633.



Sport COOLMAX® T-Shirt



Sport T-Shirt aus COOLMAX® Material mit 5 praktischen Taschen zum Tragen der Pumpe. Die integrierten Taschen befinden sich an der rechten und linken Körperseite, auf den Ärmeln und am Rücken. Der verdeckte Eingriff der Taschen befindet sich an der Außenseite. Das Infusionsset wird im Inneren des T-Shirts platziert.

nicht erstattungsfähig*

	Stück	netto (€)	brutto (€)	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen					
Sport COOLMAX® T-Shirt für Herren, Größe M/L	1	61,05	72,65	-	ACC-8542
Sport COOLMAX® T-Shirt für Herren, Größe XL/XXL	1	61,05	72,65	-	ACC-8543
Sport COOLMAX® T-Shirt für Damen, Größe S/M	1	56,69	67,46	-	ACC-8551
Sport COOLMAX® T-Shirt für Damen, Größe L/XL	1	56,69	67,46	-	ACC-8552

* nicht erstattungsfähig, d.h. es liegt keine Hilfsmittelnnummer für diesen Artikel vor. Sie können den Artikel nicht zur Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse einreichen.




Smith&Nephew IV3000® (1-Hand) Pflaster (vormals: Opsite IV 3000)



Transparentes Sterilpflaster, ideal zur Sicherung der Einführungsstelle gegen versehentliches Ziehen (6 x 7 cm)

erstattungsfähig je nach Krankenkasse

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Infusionssets und Sensoren			
Pflaster Smith&Nephew IV3000 transparent	100	07478153	MMT-174



Oval Tape



Oval Tape zur besseren Haftung von Transmittern und Glukosesensoren.

erstattungsfähig

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Für alle MiniMed™ Insulinpumpen			
Oval Tape	10	17166259	MMT-7015WW



Batterien für MiniMed™ Insulinpumpen und Zubehör



Überall erhältlich und einfach zu wechseln. Kostenfrei für Medtronic Pumpenträger – **mit jeder Reservoirlieferung erhalten Sie von uns Batterien für Ihre MiniMed™ Insulinpumpe.**

Für alle MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Batterien Typ Energizer AA Alkaline	4	-	ACC-LR6



Blauer Adapter



Der blaue Adapter ist nur erforderlich, wenn automatische Uploads nicht möglich sind, z.B. weil kein Smartphone verfügbar ist.

nicht erstattungsfähig*

Für alle MiniMed™ Insulinpumpen

	Stück	netto (€)	brutto (€)	PZN	Bestell-Nr.
CareLink BLE USB	1	60,20	71,64	-	ACC-1003911F

* nicht erstattungsfähig, d.h. es liegt keine Hilfsmittelnnummer für diesen Artikel vor. Sie können den Artikel nicht zur Kostenübernahme bei Ihrer Krankenkasse einreichen.

Blutzuckermessgeräte

CONTOUR® NEXT LINK 2.4 ist mit Ihrer MiniMed™ 640G/670G Insulinpumpe kompatibel und überträgt die BZ-Werte per Funk. Accu-Chek® Guide Link ist mit Ihrer MiniMed™ 740G/770G/780G Insulinpumpe kompatibel und übermittelt die Daten per Bluetooth.

Mit Ihrer Insulinpumpenerstausrüstung erhalten Sie kostenfrei ein passendes Blutzuckermessgerät.



Hinweis: Der Vertrieb sämtlicher Teststreifen und Zubehör (z.B. Lanzetten) erfolgt seit März 2021 nicht mehr über Medtronic. Bitte reichen Sie das dazugehörige Rezept direkt beim Handel oder in einer Apotheke ein.



Hinweis: Das Blutzuckermessgerät ist Teil der Insulinpumpenbestellung. Kunden können per Email an minimedbestellungen.germany@medtronic.com oder telefonisch unter der 0800-6464633 in Erfahrung bringen, ob ihre Krankenkasse die Kosten für ein Zweitgerät trägt.



Accu-Chek® Guide Link Blutzuckermessgerät



Präzise Testergebnisse des Blutzuckermessgeräts Accu-Check® Guide Link werden zur schnellen Sensorkalibrierung drahtlos an die Pumpe (MiniMed 740G/770G/780G) gesendet.

erstattungsfähig je nach
Krankenkasse

Für MiniMed™ Insulinpumpen der 700er Serie

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
Accu-Chek® Guide Link Blutzuckermessgerät mmol/l	1	-	08116113003M
Accu-Chek® Guide Link Blutzuckermessgerät mg/dl	1	-	08116083003M



CONTOUR® NEXT LINK 2.4 Blutzuckermessgerät



Mit CONTOUR® NEXT LINK 2.4 können Sie die BZ-Werte per Funk an Ihre MiniMed™ 640G /670G senden, einen Fern-Bo-lus abgeben und über den integrierten USB-Stick die Daten aus Ihrer Pumpe in die CareLink™ Personal Therapiemanage-ment-Software unter <https://carelink.minimed.eu> hochladen.

erstattungsfähig je nach
Krankenkasse

Für MiniMed™ Insulinpumpen der 600er Serie

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
CONTOUR® NEXT LINK 2.4 BZ-Messgerät mmol/l	1	1842853	MMT-1151DE
CONTOUR® NEXT LINK 2.4 BZ-Messgerät mg/dl	1	1842830	MMT-1152DE

Injektionshilfe



MiniMed™ i-Port Advance™




Der i-Port Advance™ Injektionsport ist für diejenigen geeignet, die sich täglich mehrere subkutane Injektionen eines vom Arzt verschriebenen Arzneimittels (einschließlich Insulin) verabreichen. Der i-Port Advance™ verfügt über eine integrierte Einführhilfe. Zur Injektion wird die Nadel des Pens oder der Spritze (Kanülenlänge: 5-8 mm, Durchmesser, 28 - 32 Gauge) in den i-Port Advance™ eingeführt und das Insulin verabreicht. Das Insulin wird dann über die biegsame Kanüle des Ports in den Körper abgegeben, ohne dass die Haut mit der Injektionsnadel berührt wird.

nach Genehmigung
erstattungsfähig

Injektionshilfe (i-Port)

	Stück	PZN	Bestell-Nr.
6mm Kanülenlänge	10	14017702	MMT-100
9mm Kanülenlänge	10	14017725	MMT-101



WeCare. Mit dir auf deinem Diabetesweg.



Wir unterstützen dich mit persönlichen Programmen, engagierten Spezialisten und rund um die Uhr verfügbaren Online-Materialien.

Mit unseren einfach abrufbaren WeCare Service-Angeboten sind wir im Alltag mit deinen Medtronic Produkten an deiner Seite. Persönlich und digital. Tag und Nacht. Immer für dich erreichbar.



medtronic-diabetes.de/wecare-info

WeCare Services

Mit dir auf deinem Diabetesweg.

Persönlich und digital.

Tag und Nacht.



WeCare
Portal

- **Das Service-Portal:** alle Service-Infos, häufig gestellte Fragen, Trainingsmaterial und digitale Self-Service-Tools an einem Ort vereint



Online
Community

- **Newsletter:** Regelmäßige Tipps & Tricks
- **Soziales Netzwerken:** Erfahrungsaustausche mit der Diabetes-Gemeinschaft
- **CareLink™:** Sicherer Datenaustausch mit deinem Diabetes-Team



Bestellung
nach
Belieben

- **eShop:** Bequeme Neubestellungen zu jeder Zeit
- **Online Austausch Service:** schnell und einfach einen Produkt-Ersatz erhalten



Von Anfang an
in guten
Händen

- **Praktische Produkttrainings**
- **StartRightSM:** Dein exklusives und individuelles Einführungsprogramm
- **24/7 Helpline:** an 365 Tagen im Jahr für dich da

Technische Produkteinweisung

Standardisierte technische Einweisungen in Gruppen unter Einhaltung der regulatorischen Anforderungen für Medizinprodukte

- Durchgeführt von zertifizierten Medtronic Mitarbeitern
- Bundesweit in Präsenz an verschiedenen Standorten mit max. 6 Teilnehmern sowie in Form von Online-Einweisungen mit max. 3 Teilnehmern



Melden Sie sich jetzt an unter
www.medtronic-diabetes.de
> Support & Service
> Technische Einweisungen



StartRightSM
von Anfang an in guten Händen

StartRightSM ist unser exklusives und kostenfreies Programm für Ihren erfolgreichen Start mit dem MiniMed[™] Insulinpumpensystem*. Wir bieten Ihnen, den Anwendern der MiniMed[™] Insulinpumpensysteme*, Unterstützung und Trainings, damit Sie ihr Diabetesmanagement mit der Insulinpumpentherapie und der kontinuierlichen Glukosemessung optimal im Griff haben.

StartRightSM
ein exklusives und kostenfreies
Programm von Medtronic

Melden Sie sich noch heute bei unserem StartRightSM Programm an und profitieren Sie von unserem Service:

- persönliche Betreuung durch unser geschultes StartRightSM Team
- Tipps & Tricks zum Umgang mit dem MiniMed[™] Insulinpumpensystem*
- begleitende Informationen über einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten

*Dieser Service beinhaltet nicht die MiniMed[™] 640G



Melden Sie sich für StartRight an
medtronic-diabetes.de > Support & Service > WeCare



CareLink™ Personal - Ihr Digitales Tagebuch



hochladen



analysieren



teilen

Im Rahmen Ihrer Diabetestherapie erhalten Sie eine Vielzahl von Daten und Informationen. Die CareLink™ Personal Software unterstützt Sie in Ihrem Diabetesmanagement. Mithilfe der Software erhalten Sie Informationen von Ihrer Insulinpumpe, Ihrem Blutzuckermessgerät und Ihrem System zur kontinuierlichen Glukosemessung, anhand derer CareLink™ Berichte erstellt werden können. Die Berichte zeigen unter anderem Trends, eingenommene Kohlenhydrate, Essenszeiten, Insulinabgabe und Glukosewerte.

Die Software CareLink™ Personal erleichtert die Dokumentation Ihrer Therapiedaten. Innerhalb weniger Minuten werden die wichtigsten Informationen kompakt für Sie aufbereitet.

Sie können Ihrem behandelnden Diabetologen Zugriff auf Ihre Daten gewähren. Somit sind Sie und Ihr Arzt optimal vorbereitet für das nächste Gespräch.

Sollten Sie Fragen zu der Software haben, kontaktieren Sie gerne unseren technischen Support unter 0800-6464633. Sofern Sie an StartRightSM teilnehmen, erhalten Sie auch innerhalb des Programms wertvolle Informationen.

Melden Sie sich für Carelink™ Personal an
<https://carelink.minimed.eu>

Reisen mit leichtem Gepäck



Mit unserem Service "Reisen mit leichtem Gepäck" haben Sie die Möglichkeit, im Falle eines Pumpendefekts, eine Austauschpumpe zum Folgetag ins europäische Ausland direkt an Ihren Aufenthaltsort⁶ geliefert zu bekommen.

Kontakt unserer 24-Stunden Hotline aus dem Ausland:
+49 2159 8149 370

Um WeCare in vollem Umfang zu genießen, registriere dich jetzt für unsere exklusiven Service-Angebote unter:
medtronic-diabetes.de/wecare-info
oder scanne den QR-Code.



 24/7 Helpline: 0800 6464633
Aus dem Ausland: +49 2159 8149370

 /medtronicdiabetesdeutschland

 /medtronicdiabetesde

Rechtliche Hinweise

Die Informationen in dieser Broschüre ersetzen nicht die medizinische Beratung durch Ihren behandelnden Arzt.

Selbstverständlich haben wir den Anspruch, die Richtigkeit der Informationen zu gewährleisten, dennoch können sich Preise, Eigenschaften und Verfügbarkeit der Produkte aufgrund veränderten Angebotes und Nachfrage ändern. Produkte in diesem Katalog können aus dem Sortiment genommen oder nur für einen begrenzten Zeitraum angeboten werden.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Preisen oder zur Produktverfügbarkeit an Medtronic Diabetes unter www.medtronic-diabetes.de oder telefonisch unter 0800 6464633.

Tipps zur Anwendung unserer Produkte gelten als zusätzliche Informationen zu den Gebrauchsanweisungen. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Diabeteszentrum die korrekte Vorgehensweise.

Preise gültig ab 01.09.2022 - Änderungen vorbehalten

MiniMed™, BolusExpert™, CareLink™, Enlite™, Guardian™, Lenny™, MiniLink™, Mio™, Quick-set™, Silhouette™ und Sure-T™, Quick-serter™ und Veo™ sind Markenzeichen von Medtronic MiniMed Inc.
SPiBelt® ist eingetragenes Markenzeichen von SPiBelt

ASCENSIA, CONTOUR und MICROLET sind eingetragene Markenzeichen der Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

COOLMAX® ist ein eingetragenes Markenzeichen von The LYCRA Company LLC.
Energizer® ist ein eingetragenes Markenzeichen von Energizer Brands, LLC.
IV3000 ist ein Markenzeichen von Smith+Nephew plc.

ACCU-CHECK und ACCU-CHECK GUIDE sind Marken von Roche

DreaMed Diabetes ist eine Marke von DreaMed Diabetes, Ltd. Der Algorithmus des MiniMed™ 780G Systems beinhaltet von DreaMed Diabetes entwickelte Technologie.

DE-GDB-2200041© Medtronic GmbH 08/2022.
Medtronic, das Medtronic Logo und Engineering the extraordinary sind Marken von Medtronic.

™Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Wi-Fi™
Bluetooth™

Alle anderen Marken sind Marken eines Medtronic Unternehmens.

Quellen

1. Schmid V, Hohberg C, Borchert M, Forst T, Pfützner A. Pilot study for assessment of optimal frequency for changing catheters in insulin pump therapy-trouble starts on day 3. J Diabetes Sci Technol. 2010 Jul 1;4(4):976-82.
2. Thethi TK, Rao A, Kawji H et al. Consequences of delayed pump infusion line change in patients with type 1 diabetes mellitus treated with continuous subcutaneous insulin infusion. J Diabetes Complications. 2010 Mar-Apr;24(2):73-8.
3. Pfützner A, Sachsenheimer D, Grenningloh M et al. Using insulin infusion sets in CSII for longer than the recommended usage time leads to a high risk for adverse events: Results from a prospective randomized crossover study. J Diabetes Sci Technol. 2015 Sep 3;9(6):1292-8.
4. ter Braak EW, Woodworth JR, Bianchi R et al. Injection site effects on the pharmacokinetics and glucodynamics of insulin lispro and regular insulin. Diabetes Care. 1996 Dec;19(12):1437-40.
5. Novo Nordisk Pharmaceuticals. NovoRapid-NovoMix Product Information. Baulkham Hills NSW. July 2014.
6. In Abhängigkeit von Alter des Pumpenanwenders, genauem Reiseziel im europäischen Ausland und Vorhandensein einer festen Lieferanschrift

WeCare Services mit Dir auf Deinem Diabetesweg



Mit unseren persönlichen und digitalen WeCare Service-Angeboten sind wir im Alltag mit deinen Medtronic Produkten an deiner Seite.



Registriere dich jetzt unter
medtronic-diabetes.de/wecare-info
oder dem QR Code.

**Bestellen Sie direkt
beim Hersteller -**

Online in unserem eShop:
shop.medtronic-diabetes.de

Telefonisch unter:
0800 6464633

**Medtronic übernimmt
für Sie die gesetzliche
Zuzahlung**

für die bei Medtronic direkt
bestellten medizinischen Hilfsmittel.

Medtronic

Medtronic GmbH
Geschäftsbereich Diabetes
Postfach 1441
40639 Meerbusch

www.medtronic.de
www.medtronic-diabetes.de