



PRODUKTKATALOG

LYMPHOLOGIE

2025 / 2026

BAUERFEIND. VON MENSCHEN FÜR MENSCHEN. FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT.

Die Bauerfeind AG ist einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Mit unseren Produkten bringen wir Menschen in Bewegung und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit.

MEDIZINISCHES WISSEN UND FACHLICHE KOMPETENZ

Seit Jahrzehnten entwickeln wir Kompressionsprodukte für phlebologische und lymphologische Krankheitsbilder. Das verbinden wir mit ungebremstem Engagement in Produktion und Service sowie Ideenreichtum in der Entwicklung.

WIRKSAME VIELFALT

Mit den maßgefertigten Flachstrickprodukten **VenoTrain curaflow** können wir unsere Lymphödem- und Lipödem-Patienten mit dreizehn Farbvarianten und über 1.000 Kombinationsmöglichkeiten von Produkten und Zusätzen ganz individuell versorgen. Therapeutische Vorzüge sind der hohe Mikrofaseranteil im Gestrick, flache Sensitivnähte und spezielle Funktionszonen wie die extraweiche Kniekehle.

Der flachgestrickte Kompressionsstrumpf **VenoTrain curaflow strong** unterstützt die Therapie von Betroffenen mit Lymphödemen oder Lipödemen sowohl bei sehr weichem oder bei verhärtetem Bindegewebe. Dank seiner Festigkeit bleibt der Strumpf angenehm glatt und legt sich nicht in Hautfalten. Die spürbare Kompression mit hohem Arbeitsdruck verbindet er mit einem angenehmen Tragegefühl.

Unser rundgestrickter Kompressionsstrumpf **VenoTrain impuls** kombiniert viele Vorteile: Mit atmungsaktiver Mikrofaser und kräftigem Kompressionsfaden bietet er einzigartigen Tragekomfort bei hohem Wirkungsgrad. Den therapeutisch erforderlichen Druck entfaltet er bereits bei geringer Bewegung.

Der rundgestrickte **VenoTrain soft** Armstrumpf kommt zum Einsatz bei leichten Armlymphödemem sowie prophylaktisch bei drohenden Armlymphödemem, nach Entfernen des Lymphknotens in der Achsel oder der Bestrahlungstherapie.*

KOMPROMISSLOSE QUALITÄT

Bauerfeind-Produkte erfüllen nicht einfach Standards – sie genügen höchsten Ansprüchen an Qualität, Wirksamkeit und Tragekomfort. Das bestätigen regelmäßige Prüfverfahren, deren Siegel und Kennzeichen unsere Produkte nach erfolgreicher Testung tragen dürfen.

Alle medizinischen VenoTrain-Kompressionsstrümpfe sind CE-gekennzeichnet und entsprechen damit den aktuell gültigen rechtlichen Vorgaben. Daneben tragen sie das RAL-Gütezeichen sowie das OEKO-TEX-STANDARD-100-Qualitätssiegel.

Unsere medizinischen Kompressionsstrümpfe werden vom Faden bis zum fertigen Produkt in Deutschland entwickelt und produziert.

*Die vollständige Liste der Indikationen ist in der beiliegenden VenoTrain-Gebrauchsanweisung zum Produkt einsehbar.






BAUERFEIND-KOMPETENZ IN KOMPRESSION: VIER DIMENSIONEN DER EXZELLENZ

Die umfassende Kompressionskompetenz von Bauerfeind sorgt dafür, dass Patienten weltweit von einer verbesserten Gesundheit und Mobilität profitieren können – ganz nach dem Motto:

**Von Menschen für Menschen.
Für mehr Lebensqualität.**



POWER OF COMPRESSION

Bauerfeind nutzt sein tiefes medizinisches Fachwissen, um wirksame Kompressionslösungen für die Therapie zu entwickeln.

ENGINEERED COMPRESSION

Durch präzise Gestrickkompetenz schafft Bauerfeind innovative Kompressionsprodukte, die höchsten technischen Ansprüchen gerecht werden.

INNOVATION FOR COMPRESSION

Als Innovationsführer setzt Bauerfeind Maßstäbe in der Kompressionstechnologie, um fortschrittliche Lösungen für Patienten bereitzustellen.

BAUERFEIND INNOVATIONSCENTRUM


Strenge Tests und Qualitätskontrollen im Bauerfeind Entwicklungszentrum sichern die Verlässlichkeit und Wirksamkeit jeder Produktgeneration.

UNSER SERVICE FÜR SIE BESTELLEN SIE JETZT ÜBER DEN BAUERFEIND-ONLINESHOP

Über den Bauerfeind-Onlineshop können Sie Angebote erstellen lassen und Produktbestellungen vornehmen für VenoTrain-curaflow-Bein- und Armversorgungen und für VenoTrain-curaflow-strong-Beinversorgungen.

KUNDENSERVICE LYMPHOLOGIE

T 0800 001 05 60
F 0800 001 05 65
E info@bauerfeind.com



Jetzt online bestellen:
experts.bauerfeind.com

SERVICE-GARANTIEN FÜR FACHHÄNDLER IN DEUTSCHLAND



KOSTENFREIE TELEFON- UND FAXHOTLINE

Wir sind gern für Sie da!



100 % ERREICHBAR*

Als kompetente Ansprechpartner stehen wir Ihnen Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr telefonisch gern zur Verfügung. Über Fax, E-Mail und elektronische Bestellsysteme erreichen Sie uns rund um die Uhr. Wir sind gern für Sie da!

* Systemstörungen und Wartungsarbeiten ausgenommen.



ELEKTRONISCHE BESTELLSYSTEME

Bestellen Sie einfach, schnell und mit reduzierten Versandkosten: über eine elektronische Schnittstelle oder unseren Onlineshop mit vielfältigen Funktionen wie z. B. Kostenvoranschlägen, Datenblättern, u.v.m.



SCHNELLE LIEFERUNG

Sie bestellen bis 15.00 Uhr – wir versenden Lagerware am gleichen Tag (Großaufträge ausgenommen). Expresswünsche stimmen wir gern mit Ihnen ab. Zu Ihren Bestellungen nennen wir Ihnen den genauen Liefertermin.



EXPRESS-FERTIGUNG FÜR SCHNELLE MAßVERSORGUNG

Eilige Maßaufträge von VenoTrain impuls (Caramel), die Sie bis 10.00 Uhr beauftragen, fertigen und versenden wir noch am gleichen Arbeitstag.



KEINE VERSANDKOSTEN

Bei einem Auftragswert über 200,00€, ebenso für Maßanfertigungen, übernehmen wir die Versandkosten. Sie können sortimentsübergreifend alle Artikel in einem Auftrag bestellen.



KOSTENFREIE WARENABHOLUNG

Sie faxen uns das ausgefüllte Rücksendeformular oder melden Sie Ihre Rücksendungen im Onlineshop an und wir organisieren die Abholung der Ware – auf unsere Kosten.



365 TAGE WARENÜCKNAHME

Einwandfreie Lagerware nehmen wir innerhalb von 365 Tagen nach Lieferung laut AGB zurück.




RETOURENBEARBEITUNG IN FÜNF TAGEN

Wir bearbeiten Ihre Retoure innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Wareneingang.

Mehr über unseren Service erfahren Sie hier: experts.bauerfeind.com/b2b/service

VERSORGUNGSÜBERSICHT

LYMPHÖDEM		Stadien	STADIUM 0 LATENZSTADIUM	STADIUM 1 SPONTAN REVERSIBEL	STADIUM 2 NICHT SPONTAN REVERSIBEL	STADIUM 3 NICHT SPONTAN REVERSIBEL
		Bein				
		Arm				
LIPÖDEM		Morphologie*		MORPHOLOGISCHE EINTEILUNG 1	MORPHOLOGISCHE EINTEILUNG 2	MORPHOLOGISCHE EINTEILUNG 3
		Bein				
		Arm				
PRODUKTEMPFEHLUNG						
VenoTrain® soft (Arm)		rundgestrickt				
VenoTrain® impuls		rundgestrickt				
VenoTrain® curaflow		flachgestrickt				
VenoTrain® curaflow strong		flachgestrickt				



*Keine Stadieneinteilung aufgrund der neuen Leitlinie Lipödem. (Quelle: S2k-Leitlinie Lipödem: AWMF-Registernummer 037-012, Stand 2024)

INHALT

BAUERFEIND-AKADEMIE
KOMPETENT. ZIELORIENTIERT.
ERFOLGREICH.

Seite 8

DIE CURAFLOW-APP
HILFREICHER BEGLEITER
FÜR IHRE KUNDEN.

Seite 9

**FARBÜBERSICHT
LYMPHOLOGIE**
FÜR JEDEN TYP DER
PASSENDE STRUMPF

Seite 10

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
FÜR DEN ALLTAG GEMACHT

Seite 10

**ABSCHLÜSSE UND
HAFTBÄNDER**
PERFEKTER HALT MIT
HOHEM KOMFORT

Seite 11

BEIN UND FUß



- 13 Versorgungssystematik
- 14 VenoTrain® impuls
Serien- und Maßprodukt
- 16 VenoTrain® curaflow
Maßprodukt
- 20 VenoTrain® curaflow strong
Maßprodukt
+ Zusätze für Beinversorgung
VenoTrain curaflow und
VenoTrain curaflow strong
- 27 Zwickelarten

ARM UND HAND



- 29 Versorgungssystematik
- 30 VenoTrain® soft
Serienprodukt
- 32 VenoTrain® curaflow
Maßprodukt
+ Zusätze für die
Armversorgung

THORAX



- 37 Versorgungssystematik
- 38 VenoTrain® curaflow
Maßprodukt
+ Zusätze für die
Thoraxversorgung

ZUSATZPRODUKTE

- 43 VenoTrain®-Hautpflege
- 44 Zusatzprodukte
- 45 VenoTrain® glider

VERORDNUNG UND BESTELLUNG

- 46 Änderungen | Reparaturen
- 48 Rezeptbeispiele | Verordnungsempfehlung
- 49 Bestellblöcke
- 50 Hilfsmittelnummern
- 52 Weitere Bauerfeind-Versorgungsbereiche

BAUERFEIND-AKADEMIE

KOMPETENT. ZIELORIENTIERT. ERFOLGREICH.

Sie wollen, dass Kunden Ihren Fachhandel klar favorisieren und das Know-how Ihres Teams honorieren?

Wir unterstützen Sie gern dabei durch individuelle Trainings mit hohem Praxisbezug!

Unsere Empfehlungen für Ihren Trainingserfolg:

- Basistraining Lymphologie
- Refreshtraining Lymphologie
- Expertentraining Lymphologie
- Orthopädie meets Lymphologie

Sprechen Sie Ihren zuständigen Bauerfeind-Mitarbeiter an.

NEU

In wenigen Minuten zum passenden Training mit unserem Schulungsfinder bauerfeind.de/schulungsfinder



VORTEILE AUF EINEN BLICK

+ TRAININGS MIT HOHEM PRAXISBEZUG

Die Trainings unserer Akademie beinhalten stets einen medizinischen Anteil für ein besseres Verständnis und mehr fachliche Kompetenz.

Speziell ausgebildete und praxisnahe geschulte Trainer wie Orthopädietechniker, Physiotherapeuten und Lymphtherapeuten führen Sie professionell und zielgruppenspezifisch durch die unterschiedlichen Themenbereiche.

+ INHOUSETRAININGS GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN

Möchten Sie ein individuelles, speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Training?

Sie können bei uns ein Training ganz nach Ihren Wünschen buchen. Dabei können Sie zum Beispiel das Thema, den Ort und die Zeit frei wählen. Sprechen Sie uns an!

+ ONLINE-TRAININGS

Sie möchten zeit- und kosteneffizient lernen?

Nutzen Sie die Möglichkeit, aus einem breiten Spektrum unseres Online-Programmes die für Sie passenden Schulungen zu wählen. Ist das Thema Ihres Interesses noch nicht dabei, erarbeiten wir gern ein für Sie maßgeschneidertes Online-Training und erstellen ein individuelles Angebot.


+ E-LEARNINGS

Ab sofort bietet Ihnen die Bauerfeind-Akademie E-Learnings für ortsunabhängiges Lernen in Ihrer eigenen Geschwindigkeit an.

Sprechen Sie Ihren zuständigen Bauerfeind-Mitarbeiter an oder melden Sie sich hier an:
experts.bauerfeind.com/b2b/online_training

Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter oder der Bauerfeind-Akademie:

T +49 (0) 800 001 05 01
F +49 (0) 800 001 05 02
E akademie@bauerfeind.com



DIE CURAFLOW-APP

HILFREICHER BEGLEITER FÜR IHRE KUNDEN* MIT LYMPHÖDEM UND LIPÖDEM

WAS BIETET DIE APP?

Expertentipps

rund um die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE), zum Beispiel zur Hautpflege und Manuellen Lymphdrainage und zu Bauerfeind-Kompressionsprodukten

Motivation

individuelles und abwechslungsreiches Übungsprogramm, das dich zu mehr Bewegung im Alltag animiert

Unterstützung für ein erfolgreiches Selbstmanagement

persönliches Tagebuch, Umfangsmessung und Kalenderfunktion

Erinnerungsfunktion an neue Kompressionsversorgung

Versorgen Sie mit dem VenoTrain curaflow und empfehlen Sie die curaflow-App.

Ihre Patienten werden es Ihnen danken!

**MEDIZIN-
PRODUKT**



**Downloaden
und mehr erfahren:**
bauerfeind.de/curaflow-app



**UNTERSTÜTZEN
SIE IHRE
PATIENTEN MIT
DEN WICHTIGSTEN
INFORMATIONEN**

Patientenbroschüre Lymphologie

(Art.-Nr. 271 2010 2000 006)

Online erhältlich unter:

bauerfeind.de/downloadbereich

FARBÜBERSICHT LYMPHOLOGIE

FÜR JEDEN TYP DIE PASSENDE VERSORGUNG

	STANDARDFARBEN				ZUSATZFARBEN			FARBEFFEKTE		TRENDFARBEN			
	Caramel	Marine	Anthrazit	Schwarz	Crème	Espresso	Royal	Black Water	Black Fire	Irish Green	French Lavender	Toscana Red	Wild Berry
VenoTrain®													
impuls	●	●	●	●						●	●		
curaflow	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
curaflow strong	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
soft Arm	●			●									

PRODUKTEIGENSCHAFTEN FÜR DEN ALLTAG GEMACHT

VenoTrain curaflow VenoTrain curaflow strong

- geschmeidiges Gestrick für komfortables Anlegen und angenehmes Tragegefühl
- extraweiche Kniekehle und Ellenbeuge für unbeschwerte Mobilität
- konstanter Druck und optimaler Druckverlauf mit spürbarer Wirkung über die gesamte Tragedauer; angenehm weiches, feinmaschiges Zweizuggestrick
- perfekte Passform für individuelle Körpermaße, durch anatomisch maßgefertigte Nahtware

VenoTrain curaflow ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN

- atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes Gestrick dank Mikrofaser für angenehmen Tragekomfort
- intelligente Längsstruktur für optimalen Lymphtransport



ABSCHLÜSSE UND HAFTBÄNDER

PERFEKTER HALT MIT HOHEM KOMFORT

ABSCHLÜSSE



KOMPRESSIVER ABSCHLUSS

Abschluss mit kompressivem Gestrick ohne Verwendung von Silikon und zusätzlichen Nähten.

verfügbar bei
VenoTrain curaflow und
VenoTrain curaflow strong



LOCH-DURCHZUG- GUMMI

Abschluss, der nur bei Strumpfhosen vorkommt und als Standard definiert ist.

verfügbar bei
VenoTrain curaflow und
VenoTrain impuls (Maß)



TAILLENBAND

Flacher Abschluss mit elastischem Band ohne Silikonbeschichtung mit hohem Tragekomfort.

verfügbar bei
VenoTrain curaflow und
VenoTrain impuls (AT in Serie)



PORÖSER ABSCHLUSS

Reduzierter Druck am Anfang und/oder Ende der Strumpfversorgung; sanfter Übergang bei Überlappung mehrteiliger Versorgungen.

verfügbar bei
VenoTrain curaflow und
VenoTrain curaflow strong

HAFTBÄNDER



MIKRONOPPE

Das hochelastische Haftband mit seinen kleinen, flachen Noppen trägt sich selbst bei enger Kleidung sehr unauffällig und das hautfreundliche Material mit seiner weichen Oberfläche passt sich hervorragend der Beinkontur an.

verfügbar bei VenoTrain curaflow
und VenoTrain curaflow strong



NOPPENHAFTBAND

Unser klassisches Haftband bietet Patienten einen festen Halt und ist hautfreundlich.

verfügbar bei VenoTrain impuls,
VenoTrain curaflow und
VenoTrain curaflow strong



STREIFENHAFTBAND

Haftband ist mit drei flachen Streifen beschichtet und bietet stärkeren Halt bei festerem Gewebe und großen Umfängen.

verfügbar bei VenoTrain curaflow
und VenoTrain curaflow strong



VERSORGUNGSSYSTEMATIK*

BEIN UND FUß

Mithilfe der Bauerfeind-Versorgungssystematik finden Sie den passenden VenoTrain-Kompressionsstrumpf für Ihre Kunden. Die Wahl des Kompressionsstrumpfes und der Kompressionsklasse sollte immer die jeweilige individuelle Patientensituation sowie die Bedürfnisse des Patienten berücksichtigen. Bitte sprechen Sie uns in Zweifelsfällen direkt an.

LYMPHÖDEM

Stadien

Beschaffenheit

PRODUKTEMPFEHLUNG**

VenoTrain® impuls
rundgestrickt

VenoTrain® curaflow
flachgestrickt

VenoTrain® curaflow strong
flachgestrickt

STADIUM 0 LATENZ- STADIUM



Das Lymphsystem ist geschädigt, doch es liegt noch kein sicht- oder tastbares Ödem vor.

STADIUM 1 SPONTAN REVERSIBEL



Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken. Das Lymph- ödem bildet sich bei Hochlagerung der Beine wieder zurück.

STADIUM 2 NICHT SPONTAN REVERSIBEL



Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr ein- drücken. Bewegungs- einschränkungen können auftreten.

STADIUM 3 NICHT SPONTAN REVERSIBEL



Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen.

LIPÖDEM

Morphologie***

Beschaffenheit

PRODUKTEMPFEHLUNG**

VenoTrain® impuls
rundgestrickt

VenoTrain® curaflow
flachgestrickt

VenoTrain® curaflow strong
flachgestrickt

MORPHO- LOGISCHE EINTEILUNG 1



Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterhautfett- gewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.

MORPHO- LOGISCHE EINTEILUNG 2



Die Hautoberfläche ist uneben und die Fett- struktur grobknotig.

MORPHO- LOGISCHE EINTEILUNG 3



Das Gewebe ist zusätz- lich derber und härter. Zudem gibt es groß- flächig deformierende Fettlappen.

KOMPRESSIONSKLASSEN**

Ccl 1: 18–21 mmHg

- leichte Kompression
- Versorgung von kindlichen Lymphödem, Inaktivitätsödem

Ccl 2: 23–32 mmHg

- mittlere Kompression
- mittlere Oberflächenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödem am Bein Stadium 1 und 2, Lipödem, Lipödem mit sekundärem Lymphödem

Ccl 3: 34–46 mmHg

- kräftige Kompression
- kräftige Oberflächenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödem am Bein Stadium 2 und 3, Lipödem, Lipödem mit sekundärem Lymphödem

Ccl 4: ab 49 mmHg

- extra kräftige Kompression
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödem am Bein Stadium 2 und 3, Lipödem und Lipödem mit sekundärem Lymphödem

* schematische Darstellung

** Für eine vollständige Übersicht der Indikationen und Kontraindikationen unserer Produkte konsultieren Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung!

*** Keine Stadieneinteilung aufgrund der neuen Leitlinie Lipödem. (Quelle: S2k-Leitlinie Lipödem: AWMF-Registernummer 037-012, Stand 2024)

VenoTrain® impuls

Kraftvoll bei beginnendem Lymphödem und Lipödem



Das Model trägt die Oberschenkelstrümpfe (AG) in der Farbe French Lavender

Pflegehinweise



SERIENGRÖSSENTABELLE V6+

		I		II		III		IV		V		VI		
		UMFANG	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS	NORMAL	PLUS
Länge fT	85–108	cT	67–89	71–91	73–111	75–115	76–118	79–119	82–127	84–129	86–136	91–138	96–140	102–145
Länge fH	76–98	cH	85–102		87–116		92–121		98–132		104–140		110–146	
Typ	AT													
Länge fG		cG	45–53	51–59	48–56	54–62	51–59	57–66	54–63	60–69	57–66	63–73	60–70	66–76
short	62–70													
long	70–80	cF	39–45	43–50	42–49	46–53	45–52	49–57	48–56	52–60	51–59	55–64	54–63	58–67
Typ	AG AT													
		cE	32–37	35–40	34–39	37–42	36–41	39–44	38–44	41–47	40–46	43–49	42–48	45–51
Länge fD		cD	28–32	30–34	30–34	32–37	32–37	34–39	34–39	36–41	36–41	38–43	38–43	40–46
short	35–40													
long	40–44	cC	29–33	31–35	31–35	33–38	33–38	35–40	35–40	37–42	37–42	39–44	39–44	41–47
Typ	AD													
		cB1	23–27	24–28	25–29	26–30	27–31	28–32	29–34	30–35	31–36	32–37	33–38	34–39
		cB	19–20,5		20,5–22		22–24		24–26		26–28,5		28,5–31	
		cY	25–29		26–31		28–33		30–35		32–38		35–41	
		cA	19–22		20–23		22–25		24–27		26–30		28–33	

Alle Angaben in Zentimeter (cm)

Alle Angaben in Zentimeter (cm)



Unterschenkelstrumpf (AD) mit geschlossener Fußspitze in der Farbe Marine



Oberschenkelstrumpf (AG) mit offener Fußspitze in der Farbe Caramel



Strumpfhose (AT Maß) mit geschlossener Fußspitze in der Farbe Anthrazit

EIGENSCHAFTEN

- gewährleistet hohen Arbeitsdruck bereits bei geringer Muskelbewegung dank kurzzug-elastischem Gestrick
- hoher Tragekomfort durch atmungsaktives und hautfreundliches Mikrofasermaterial
- leichtes An- und Ablegen durch großzügig ausgearbeitete Easy-Ferse
- bietet optimale Passform durch hochdifferenziertes Größensystem V6+ (I–VI)
- Expressfertigung Maß in Farbe Caramel

BESTELLOPTIONEN

- Größensystematik:** V6+ (I–VI)
- Kompressionsklassen:**
Ccl 2 (23–32 mmHg)
Ccl 3 (34–46 mmHg)
- Fußspitze:** offen, geschlossen
- Zusätze:** siehe Preisliste

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Ccl 2: 80 % Polyamid, 20 % Elasthan
Ccl 3: 75 % Polyamid, 25 % Elasthan

Farben:

Standardfarben

- CARAMEL
- MARINE
- ANTHRAZIT
- SCHWARZ

Fashion Colors

- IRISH GREEN
- FRENCH LAVENDER

SERIE
MASSANFERTIGUNG

ABSCHLUSS HAFTBAND	AD	AG	AGHB	AT	ATH	ATX
Trikotrand / Taillenband*	● ▲			● ▲	▲	▲
Noppe	● ▲	● ▲				
Hüftbefestigung			● ▲			

*bei AT in Serie

VenoTrain® curaflow

Der Kompressionsstrumpf für die Lymphödem- und Lipödem-Therapie am Bein



Schulungsfilm
[experts.bauerfeind.com/
venotrain-curaflow-bein](https://experts.bauerfeind.com/venotrain-curaflow-bein)



Das Model trägt einen
Oberschenkelstrumpf (AG)
mit Noppenhaftband in
der Farbe Irish Green

Pflegehinweise





Schenkelstrumpf (AG) mit offener Fußspitze in der Farbe Caramel



Strumpfhose (AT) mit Taillenband in der Farbe Caramel

EIGENSCHAFTEN

- erleichtert das Anlegen dank geschmeidiger Mikrofaser
- sorgt für Atmungsaktivität und Klimaregulierung durch hautfreundliches Mikrofasermaterial
- bietet hohen Tragekomfort durch flache Sensitivnähte
- verbessert den Komfort mit einer extraweichen Fußspitze
- gewährleistet volle Bewegungsfreiheit durch eine anatomisch geformte, extraweiche Kniekehle
- ermöglicht passgenauen Sitz durch Maanfertigung fr individuelle Bedrfnisse

BESTELLOPTIONEN

Grensystematik: Ma

Kompressionsklassen:

Ccl 1 (18–21 mmHg) bis

Ccl 4 (ab 49 mmHg)

Fuspitze: offen, schrg offen, geschlossen, schrg geschlossen

Zustze: siehe nachfolgende Seiten sowie Preisliste

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Beinversorgung:

Ccl 1–2: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan

Ccl 3: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan

Ccl 4: 69 % Polyamid, 31 % Elasthan

Zehenkappe nahtlos:

Ccl 1: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan

Ccl 2: 85 % Polyamid, 15 % Elasthan

Ccl 3: 86 % Polyamid, 14 % Elasthan

Zehenkappe mit Naht:

Ccl 1–2: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan

Ccl 3: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan

MASSANFERTIGUNG

AA1	AB	AB1	AD	AF	AG
AT	BT	B1T	CT	ET	FT
ATE	B1G	BD	BG	CG	

Farben:

Standardfarben

CARAMEL



MARINE



ANTHRAZIT



SCHWARZ



Zusatzfarben

CREME



ESPRESSO



ROYAL



Farbeffekte*

BLACK WATER



BLACK FIRE



Trendfarben

IRISH GREEN



FRENCH LAVENDER



TOSCANA RED



WILD BERRY



* Farbeffekt ist nicht fr Zehenkappen verfgbar

VenoTrain® curaflow

WE ARE MORE. WE ARE CURAFLOW.

Mehr, als der erste Blick
erahnen lässt.

BLACK FIRE

BLACK WATER

Entdecken Sie die elegante
Flachstrickkompression –
Mit den neuen Farbeffekten
Black Water und **Black Fire**.



Unsere Lovebrand curaflow:
außen weich, innen stark und dabei mehr,
als eine Flachstrickhülle.

Jeder Tag wird liebenswerter, wenn man sich wohlfühlt. In einer dynamischen Gesellschaft ist der Alltag für die Patienten allerdings nicht immer einfach. Im Kampf gegen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen werden sie oftmals mit Vorurteilen, spöttischen Kommentaren und Ausgrenzung konfrontiert.

Doch hinter jedem Gesicht und einem optischen Eindruck steckt mehr, als der erste Blick erahnen lässt.

So auch hinter unseren neuen Farbeffekten **Black Water** und **Black Fire**: Was zunächst wie eine klassische schwarze Versorgung erscheint, wird beim näheren Hinschauen aufregend bunt. Durch die Entwicklung eines zweifarbigem Gestricks entstehen je nach Dehnungszustand der Versorgung unterschiedliche Farbkontraste am Körper.

Mit dieser Portfolioerweiterung bieten wir Lymphödem- und Lipödem-Patienten somit mehr als nur eine Kompressionsversorgung.



WE ARE MORE.
WE ARE CURAFLOW.



reddot winner 2025

Farbeffekte Black Water und Black Fire sind verfügbar für VenoTrain curaflow in folgenden Ausführungen:

MASSANFERTIGUNG

Bein

AD	AF	AG	AT	BT	B1T	CT
ET	FT	ATE	B1G	BD	BG	CG

Arm

CG	CF	CE

VenoTrain® curaflow strong

Mehr Power in der Ödem-Therapie



Schulungsfilm
[experts.bauerfeind.com/
venotrain-curaflow-bein](https://experts.bauerfeind.com/venotrain-curaflow-bein)



Das Model trägt den
Oberschenkelstrumpf (AG)
mit Noppenhaftband in
der Farbe Wild Berry

Pflegehinweise





Trikotrand bei Kniestrumpf (AD)



Kniezone bei Schenkelstrumpf in Farbe Caramel

EIGENSCHAFTEN

- bietet zuverlässige Wandstabilität für eine extrastarke Ödemtherapie
- eignet sich zur Überbrückung großer Umfangsdifferenzen
- ermöglicht optimale Komprimierung durch hohen Arbeitsdruck
- gewährleistet hohen Tragekomfort durch flache Sensitivnähte
- sorgt für zusätzlichen Komfort mit einer extra weichen Fußspitze
- unterstützt volle Bewegungsfreiheit ohne Einschränkungen dank anatomisch geformter, extra weicher Kniekehle
- ermöglicht passgenauen Sitz durch Maßanfertigung für individuelle Bedürfnisse

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik: Maß

Kompressionsklassen:

Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Fußspitze: offen, schräg offen, geschlossen, schräg geschlossen

Zusätze: siehe nachfolgende Seiten sowie Preisliste

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Ccl 2: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan

Ccl 3: 83 % Polyamid, 17 % Elasthan

Farben:

Standardfarben

CARAMEL



MARINE



ANTHRAZIT



SCHWARZ



Zusatzfarben

CREME



ESPRESSO



ROYAL



Trendfarben

IRISH GREEN



FRENCH LAVENDER



TOSCANA RED



WILD BERRY



MASSANFERTIGUNG



AD



AG



B1G



BG



CG



ZUSÄTZE FÜR BEIN UND FUß

VenoTrain® curaflow und VenoTrain® curaflow strong

VenoTrain curaflow und VenoTrain curaflow strong ermöglichen durch Maßfertigung eine individuelle Anpassung der Produkte an die Bedürfnisse seiner Träger. Die hier gezeigten Produkt-Zusätze bilden die meistgewählten Zusatzoptionen ab.

Insgesamt ergeben sich in unserem umfangreichen Maßprogramm über 1.000 Produktkombinationsmöglichkeiten. Weitere Zusätze können Sie in unserer aktuellen Preisliste nachschlagen.

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Schräger Fuß (geschlossen) 	• ödematöser Fußrücken • Zehen- und Fußfehlstellungen	• erforderlicher Druckverlauf an den Zehengrundgelenken • anatomische Passform • kein Rutschen des Fußgestrickes nach hinten • Vermeidung des Rückstaus im Zehenbereich • sehr gut verträgliche, weiche Fußspitze
Gerader Fuß (geschlossen) 	• ödematöser Fußrücken bei relativ gerader Zehenlinie	• kein Rutschen des Fußgestrickes nach hinten • Vermeidung des Rückstaus in den Zehenbereich • sehr gut verträgliche, weiche Fußspitze
Schräger Fuß (offen) 	• ödematöser Fußrücken • Zehenfehlstellungen • Erkrankungen von Haut und Nagel im Zehenbereich	• erforderlicher Druckverlauf an den Zehengrundgelenken • anatomische Passform • distale Fixierung • Vermeidung zirkulärer Einschnürung und Entstehung eines Vorfußödems
Gerader Fuß (offen) 	• bei unauffälliger Anatomie der Zehenanordnung und einer geraden Zehenlinie	• für verbesserte Luftzirkulation im Vorfußbereich

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Hallux 	• Schiefstand des Großzehs (Hallux valgus)	• optimale Passform im Halluxbereich • Druckentlastung
90°-Ferse 	• Hautfalten bei Y • ausgeprägte anatomische Ferse, wenn Malleolen oder Achillessehne nicht sichtbar ist • Rollstuhlfahrer und überwiegende sitzende Tätigkeiten • zur Ausübung der Aktivitäten des täglichen Lebens	• keine Faltenbildung an Ferse und Spann • verbesserter Kompressionsverlauf im Knöchelbereich • bessere Gelenkfunktionalität
Spannerweiterung 	• Überhänge bei Y • hoher Spann • Lymphödem Stadium Ende 2 / Beginn 3	• geringerer Druck auf die Fußhebersehne • verbesserter Kompressionsverlauf am Fußrücken
nahtlose Zehenkappe (nur VT curaflow) 	• Vorfuß- und Zehen-Lymphödem • Fußrückenödem	• Vermeidung von Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich • höhere Akzeptanz bei Tragekomfort dank Aussparung des Kleinzeh
Zehenkappe (nur VT curaflow) 	• Vorfuß- und Zehen-Lymphödem • Fußrückenödem	• Vermeidung von Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich • höhere Akzeptanz bei Tragekomfort dank Aussparung des Kleinzeh
Zehenkappe mit Ringen (nur VT curaflow) 	• Vorfuß- und Zehen-Lymphödem • Fußrückenödem	• Vermeidung von Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Zehen am Strumpf angenäht (nur VT curaflow)	• Vorfuß- und Zehen-Lymphödeme • Fußrückenödeme	• Vermeidung von Ödemen im Vorfuß- und Zehenbereich • keine Überlappung von Strumpf und Zehenteil
Pelotte eingearbeitet	• Ödeme und Verhärtungen im Knöchelbereich	• Erhöhung des punktuellen Drucks • Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen
Lymphpad mit Futterstoff	• lokal verstärktes Ödem oder Verhärtung • Abweichungen vom anatomischen Standard	• Erhöhung des punktuellen Drucks anhand gerippter und genoppter Lymphpads • Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen
Futterstoff	• Hautirritation in den Beugebereichen wie Sprunggelenk und Knie, Pergamenthaut	• Schutz empfindlicher Haut vor Überbelastung • Verringerung von Reibung und mechanischer Belastung • Fixierung von Pelotten
Funktionszone Standard bei allen Beinversorgungen am Knie	• bei Lymphödem- und Lipödem-Patienten	• extraweiche Kniekehle für verminderte Faltenbildung • anatomische Form für bessere Gelenkfunktionalitäten
Abschluss schräg am Knie	• bei Lymphödem- und Lipödem-Patienten empfohlen • konische anatomische Form • weiches Hautgewebe	• verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfbereich (AD) • anatomische Passform

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Abschluss schräg am Oberschenkel	• bei Lymphödem- und Lipödem-Patienten empfohlen • konische anatomische Form • weiches Hautgewebe	• vermeidet zirkuläres Einschnüren der Lymphgefäße • verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfbereich (AG) • anatomische Passform
Beinerhöhung vorn nur in Kombination mit Abschluss schräg möglich	• Patienten mit voluminösem, ödembetontem Oberschenkel	• Verhinderung von Einschnürungen • physiologischer Druckverlauf bis in die Leiste
Haftbandstück	• ausgeprägte konische Beinform • sehr weiches Gewebe	• zusätzlicher Halt
Herrenzwinkel Standard	• Strumpfhosen für die Herrenversorgung	• verbesserte Passform des Leibteils

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Stomaöffnung 	• Abdomen	• ermöglicht den Zugang zu externen Ableitungen / Zuleitungen
ATU-Zwickel 	• Schwangerschaft	• verbesserte Passform des Leibteils • verminderte Kompression im Bereich des Leibes
Hüftbefestigung 	• Haftbandunverträglichkeit	• Halt der Kompressionsbestrumpfung
Reißverschluss 	• bei großen Umfangsdifferenzen von Hüfte und Taille • bei körperlichen und gesundheitlichen Einschränkungen, wie bspw. schlaffen Paresen, Arthrose, Rheumatische Veränderungen im Finger / Handbereich oder Inkontinenz	• erleichtert das An- und Ablegen der Versorgung

ZWICKELARTEN

Zwickel Standard
ohne Wäscheschutz



Dies ist die Standardversorgung, welche mit einer einzelnen Stofflage gut geeignet ist für die Nutzung von Hygieneartikeln und ein Einschneiden im Intimbereich verhindert.

Zwickel Standard
mit Wäscheschutz



Durch die doppelte Stofflage kommt es zu keinen Reibungen oder Reizungen im Intimbereich. Desweiteren dient sie der Absorption von Schweiß und Ausfluss und verringert somit das Risiko von Infektionen.

Zwickel kompressiv
ohne Wäscheschutz



Die sehr gute Passform verhindert ein Verrutschen und ermöglicht einen besseren Sitz des Gestricks. Unterstützt die Minimierung von Genitalödemen.

Zwickel kompressiv
mit Wäscheschutz



Die sehr gute Passform verhindert ein Verrutschen und ermöglicht einen besseren Sitz des Gestricks. Die doppelte Stofflage verhindert außerdem Reibungen und Hautreizungen im Intimbereich.

Zwickel überlappend



Ermöglicht eine postoperative Anwendung bei Patienten mit Katheterversorgung und erleichtert den Toilettengang.



VERSORGUNGSSYSTEMATIK*

ARM UND HAND

Mithilfe der Bauerfeind-Versorgungssystematik finden Sie den passenden VenoTrain-Kompressionsstrumpf für Ihre Kunden. Die Wahl des Kompressionsstrumpfes und der Kompressionsklasse sollte immer die jeweilige individuelle Patientensituation sowie die Bedürfnisse des Patienten berücksichtigen. Bitte sprechen Sie uns in Zweifelsfällen direkt an.

LYMPHÖDEM

Stadien

Beschaffenheit

PRODUKTEMPFEHLUNG**

VenoTrain® soft
rundgestrickt

VenoTrain® curaflow
flachgestrickt



STADIUM 0
LATENZSTADIUM

Das Lymphsystem ist geschädigt, doch es liegt noch kein sicht- oder tastbares Ödem vor.



STADIUM 1
SPONTAN
REVERSIBEL

Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken.



STADIUM 2
NICHT SPONTAN
REVERSIBEL

Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr eindrücken.



STADIUM 3
NICHT SPONTAN
REVERSIBEL

Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen.

LIPÖDEM

Morphologie***

Beschaffenheit

PRODUKTEMPFEHLUNG**

VenoTrain® soft
rundgestrickt

VenoTrain® curaflow
flachgestrickt



MORPHOLOGISCHE
EINTEILUNG 1

Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterhautfettgewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.



MORPHOLOGISCHE
EINTEILUNG 2

Die Hautoberfläche ist uneben und die Fettstruktur grobknotig.



MORPHOLOGISCHE
EINTEILUNG 3

Das Gewebe ist zusätzlich derber und härter. Zudem gibt es großflächig deformierende Fettlappen.

KOMPRESSIONSKLASSEN**

Ccl 1: 15–21 mmHg

- leichte Kompression

Ccl 2: 23–32 mmHg

- mittlere Oberflächenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödem am Arm Stadium 1 und 2, Lipödem, Lipödem mit sekundärem Lymphödem

Ccl 3: 34–46 mmHg

- kräftige Oberflächenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödem am Arm Stadium 2 und 3, Lipödem, Lipödem mit sekundärem Lymphödem

* schematische Darstellung

** Für eine vollständige Übersicht der Indikationen und Kontraindikationen unserer Produkte konsultieren Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung!

*** Keine Stadieneinteilung aufgrund der neuen Leitlinie Lipödem. (Quelle: S2k-Leitlinie Lipödem: AWMF-Registernummer 037-012, Stand 2024)

VenoTrain® soft Armstrumpf

Bewegungsfreiheit im Alltag



Das Model trägt den Armstrumpf (CG) mit Noppenhaftband in der Farbe Beige

Pflegehinweise



SERIENGRÖSSENTABELLE
VenoTrain® soft Arm

Länge /G			UMFANG	S MIN. – MAX.	M MIN. – MAX.	L MIN. – MAX.	XL MIN. – MAX.
short	39–44		cG	24 – 30	27 – 33	29 – 36	32 – 40
long	44,1–50		cE	22 – 26	24 – 29	27 – 32	30 – 35
Typ	CG		cC	14 – 15	15 – 16,5	16,5 – 18	18 – 20

Alle Angaben in Zentimeter (cm)



Funktionszone in der Ellenbeuge in der Farbe Beige



Trikotrand in der Farbe Beige

EIGENSCHAFTEN

- ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit, erhöhten Tragekomfort und vermindertes Druckempfinden durch die Komfort-Ellenbeuge
- spürbare Wirksamkeit über die gesamte Tragedauer
- bietet hautfreundliche, weiche und atmungsaktive Eigenschaften

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik:
VenoTrain soft Arm (S–XL)

Kompressionsklassen:
Ccl 1 (15–21 mmHg)
Ccl 2 (23–32 mmHg)

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Ccl 1: 74 % Polyamid, 26 % Elasthan
Ccl 2: 69 % Polyamid, 31 % Elasthan

Farben:
Standardfarben

BEIGE

CARAMEL

SCHWARZ



● SERIE

ABSCHLUSS
HAFTBAND



CG

Trikotrand



Noppe



VenoTrain® curaflow

Der Kompressionsstrumpf für die Lymphödem-
und Lipödem-Therapie an Arm und Hand

Schulungsfilm

[experts.bauerfeind.com/
venotrain-curaflow-arm](https://experts.bauerfeind.com/venotrain-curaflow-arm)



Das Model trägt den
Armstrumpf (CG) und den
nahtlosen Handschuh (AC1) in
der Farbe Toscana Red

Pflegehinweise





Handschuh (AC1) ohne Naht mit offenen Fingerspitzen
in der Farbe Royal



Armstrumpf (CG) in der Farbe Caramel

EIGENSCHAFTEN

- erleichtert das Anlegen dank geschmeidiger Mikrofaser
- sorgt für Atmungsaktivität und Klimaregulierung durch hautfreundliches Mikrofasermaterial
- bietet hohen Tragekomfort durch flache Sensitivnähte
- gewährleistet volle Bewegungsfreiheit durch eine anatomisch geformten, extraweichen Ellenbogenbereich
- ermöglicht passgenauen Sitz durch Maßanfertigung für individuelle Bedürfnisse

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik: Maß

Kompressionsklassen:


- Ccl 1 (15 – 21 mmHg)
- Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
- Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Zusätze: siehe nachfolgende Seiten sowie Preisliste

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

- Arm:
- Ccl 1: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
 - Ccl 2: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
 - Ccl 3: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan
- Hand nahtlos:
- Ccl 1: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan
 - Ccl 2: 85 % Polyamid, 15 % Elasthan
 - Ccl 3: 86 % Polyamid, 14 % Elasthan
- Hand mit Naht:
- Ccl 1: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
 - Ccl 2: 79 % Polyamid, 21 % Elasthan
 - Ccl 3: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan

MASSANFERTIGUNG



Farben:

Standardfarben



Zusatzfarben



Farbeffekte*



Trendfarben





*Farbeffekt ist nicht für Handversorgungen verfügbar

ZUSÄTZE

für Arm und Hand

VenoTrain curaflow ermöglicht durch Maßanfertigung eine individuelle Anpassung der Produkte an die Bedürfnisse seiner Träger. Die hier gezeigten Produkt-Zusätze bilden die meistgewählten Zusatzoptionen ab. Insgesamt ergeben sich in unserem umfangreichen Maßprogramm über 1.000 Produkt-Kombinationsmöglichkeiten.

Weitere Zusätze können Sie in unserer aktuellen Preisliste nachschlagen oder im Bauerfeind-Onlineshop bestellen.

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Funktionszone Standard für alle Armversorgungen  Ellenbogen 160°, 150° oder 135°  Schräger Abschluss 	• bei Lymphödem- und Lipödem-Patienten empfohlen 160°: als Standardversorgung 150°: permanentes Arbeiten in Beugung des Ellenbogens 135°: Patienten, die den Ellenbogen nicht mehr in volle Extension bekommen können	• eingearbeitete Funktionszone für verminderte Faltenbildung • anatomische Form für bessere Gelenkfunktionalität • Verminderung der Faltenbildung im Beugebereich und somit Verhinderung der Abschnürung • verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfendbereich • anatomische Passform • Vermeidung von zirkulären Abschnürungen

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Haftbandstück 	• bei sehr weichem Gewebe • ausgeprägte konische Armform	• zusätzlicher Halt • Verhinderung des Rutschens
Reißverschluss 	• Nebenerkrankungen wie Rheuma, Arthritis etc. • bei schlaffen Paresen	• erleichtert das An- und Ablegen der Versorgung
Lymphpad eingearbeitet 	• lokal verstärktes Ödem oder Verhärtung • Abweichungen vom anatomischen Standard	• Erhöhung des punktuellen Drucks • Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen
Handschuh nahtlos 	• leichte bis mittlere Fingerödeme • leichte bis mittlere Ödeme auf dem Handrücken	• Vermeidung von Ödemen in Fingern und Handrücken
Handschuh mit Naht 	• mittlere bis ausgeprägte Fingerödeme • mittlere bis ausgeprägte Ödeme auf dem Handrücken	• Vermeidung von Ödemen in Fingern und Handrücken



VERSORGUNGSSYSTEMATIK*

THORAX

Mithilfe der Bauerfeind-Versorgungssystematik finden Sie den passenden VenoTrain-Kompressionsstrumpf für Ihre Kunden. Die Wahl des Kompressionsstrumpfes und der Kompressionsklasse sollte immer die jeweilige individuelle Patientensituation sowie die Bedürfnisse des Patienten berücksichtigen. Bitte sprechen Sie uns in Zweifelsfällen direkt an.

LYMPHÖDEM

Stadien

Beschaffenheit

PRODUKTEMPFEHLUNG**

VenoTrain® curaflow
flachgestrickt

STADIUM 0
LATENZSTADIUM

Das Lymphsystem ist geschädigt, doch es liegt noch kein sicht- oder tastbares Ödem vor.

STADIUM 1
SPONTAN
REVERSIBEL

Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken.

STADIUM 2
NICHT SPONTAN
REVERSIBEL

Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr eindrücken.

STADIUM 3
NICHT SPONTAN
REVERSIBEL

Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen.

LIPÖDEM

Morphologie***

Beschaffenheit

PRODUKTEMPFEHLUNG**

VenoTrain® curaflow
flachgestrickt

MORPHOLOGISCHE
EINTEILUNG 1

Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterhautfettgewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.

MORPHOLOGISCHE
EINTEILUNG 2

Die Hautoberfläche ist uneben und die Fettstruktur grobknotig.

MORPHOLOGISCHE
EINTEILUNG 3

Das Gewebe ist zusätzlich derber und härter. Zudem gibt es großflächig deformierende Fettlappen.

KOMPRESSIONSKLASSEN**

Ccl 1: 18–21 mmHg

- leichte Kompression
- Verwendung bei Lymphödem Stadium 0–3, Lipödem der Oberarme

* schematische Darstellung

** Für eine vollständige Übersicht der Indikationen und Kontraindikationen unserer Produkte konsultieren Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung!

*** Keine Stadieneinteilung aufgrund der neuen Leitlinie Lipödem. (Quelle: S2k-Leitlinie Lipödem: AWMF-Registernummer 037-012, Stand 2024)

VenoTrain[®] curaflow

Die Kompressionsversorgung für die Lymphödem-
und Lipödem-Therapie am Thorax



Das Model trägt ein T-Shirt in
der Farbe

Pflegehinweise





Bustier mit Epithesentasche in der Farbe Caramel



T-Body in der Farbe Anthrazit

EIGENSCHAFTEN

- erleichtert das Anlegen dank geschmeidiger Mikrofaser
- sorgt für Atmungsaktivität und Klimaregulierung durch hautfreundliches Mikrofasermaterial
- bietet hohen Tragekomfort durch flache Sensitivnähte
- ermöglicht passgenauen Sitz durch Maßanfertigung für individuelle Bedürfnisse

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik: Maß

Kompressionsklassen:
Ccl 1 (18–21 mmHg)

Zusätze:
siehe nachfolgende Seiten sowie Preisliste

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Ccl 1: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan

Farben:

Standardfarben

CARAMEL	
MARINE	
ANTHRAZIT	
SCHWARZ	

Zusatzfarben

CREME	
ESPRESSO	
ROYAL	

Trendfarben

IRISH GREEN	
FRENCH LAVENDER	
TOSCANA RED	
WILD BERRY	

MASSANFERTIGUNG

BODY	T-SHIRT	BUSTIER

ZUSÄTZE

für Thorax

WAS? ZUSÄTZE	WANN? EINSATZGEBIETE	WIE? WIRKUNGSWEISEN
Nahtloser Brustbereich 	• Standard bei allen Thoraxversorgungen	• Vermeidung von Druck- und Scheuerstellen im Brustbereich • Stützung der Brust
Armansatz ohne Kompression 	• Ödeme im Brust- und Armbereich • in Kombination mit Armstrumpf (ohne doppelte Kompression)	• Vermeidung von Ödemen im Schulter- und Oberarmbereich
Armansatz mit Kompression 	• Ödeme im Brust- und Armbereich	• Vermeidung von Ödemen im Schulter- und Oberarmbereich
Epithesentasche 	• bei Verwendung von Brustprothesen und Epithesen	• optimaler Halt
Reißverschluss 	• Nebenerkrankungen wie Rheuma, Arthritis etc. • bei eingeschränkter Beweglichkeit	• erleichtert das An- und Ablegen der Versorgung



VenoTrain® -
ZUSATZPRODUKTE
DIE PERFEKTE
ERGÄNZUNG FÜR DEN
ALLTAG



VenoTrain® - HAUTPFLEGE WELLNESS FÜR DIE HAUT

Hautsache sollte bei Ihren Kunden jetzt auch Hauptsache sein. Denn bei Lymphödemen oder Lipödemen ist die Haut generell etwas empfindlicher. Pflegende Cremes verhindern das Austrocknen und sorgen für den nötigen Schutz. Damit die Haut geschmeidig und schön bleibt, haben wir zwei hochwertige Pflegeprodukte entwickelt, die optimal auf die durch Ödeme und Kompression beanspruchte Haut abgestimmt sind.



VenoTrain® - LOTION

Die Verwöhnpflege für den Abend

Nach einem langen Tag in der Kompressionsversorgung verdient die Haut ein kleines Wellness-Programm. Geeignet dafür ist diese von uns zusammen mit Sebapharma entwickelte Pflege-Lotion. Ihr spezieller Kamillenextrakt verwöhnt die Haut, mindert Hautirritationen und sorgt so für schön entspannte Beine und Arme.



BAUERFEIND- PFLGESCHAUM

Die schnelle Pflege am Morgen

Leichter Pflegeschaum, der die Haut mit Panthenol schützt und pflegt. Diese Pflege zieht schnell ein und kann verwendet werden, bevor die Kompressionsversorgung angelegt wird.



01



02



03



04



05 beispielhafte Darstellung



06

VenoTrain® - ZUSATZPRODUKTE

Damit sich die Patienten in den VenoTrain-Kompressionsstrümpfen wohlfühlen, sind die nützlichen Begleiter aus der VenoTrain-Serie hilfreich. Sie erleichtern die Handhabung und pflegen die Kompressionsstrümpfe sowie die Haut Ihrer Kunden.

01 Messtasche

zur Unterstützung der Vermessung: Finger-Maßband, Kajalstift, Anspitzer, Maßband, Spezialhandschuhe zum einfachen Anlegen von Kompressionsstrümpfen, VenoTrain glider, Kugelschreiber

02 Filzmesstasche klein*

zur Unterstützung der Vermessung: Finger-Maßband, Kajalstift, Anspitzer, Maßband

03 Wäschenetz

sichere Pflege der Kompressionsstrümpfe bei jeder Maschinenwäsche

04 Bauerfeind-Spezialhandschuhe

helfen beim korrekten Anlegen der Kompressionsstrümpfe

05 Startpaket

nützliches Set zur Unterstützung beim täglichen Tragen von Kompressionsstrümpfen (z. B. Handschuhe, Wäschenetz, Kundenpass)

06 VenoTrain-Waschmittel

reinigt sanft, ermöglicht eine schonende Pflege und gibt langanhaltenden Schutz

* nur in ausgewählten Ländern erhältlich

VenoTrain® glider

KOMPAKTE ANZIEHHILFE

REZEP-
TIERBAR

Der VenoTrain glider ist die praktische Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe und kann vom Arzt verordnet werden.

Das strapazierfähige und leichte Material lässt den Strumpf mühelos über den Arm oder das Bein gleiten. Er eignet sich für Kompressionsstrümpfe mit offener und geschlossener Fußspitze.

Zeit- und platzsparend ist er der ideale Begleiter für unterwegs.

BESONDERHEITEN

- erleichtertes Anlegen von Kompressionsstrümpfen mit einfacher Handhabung
- ideal auch für unterwegs dank extrem leichter Konstruktion
- sichere Anwendung durch stabiles und reißfestes Material
- per Rezept verordnungsfähig

DIE VIDEOS ZUM ANLEGEN
FINDEN SIE UNTER:

[experts.bauerfeind.com/
venotrain-glider](https://experts.bauerfeind.com/venotrain-glider)





ZUSATZLEISTUNGEN ÄNDERUNGEN | REPARATUREN INDIVIDUELLER KUNDENSERVICE

ÄNDERUNGEN | REPARATUREN

● SERIE

		soft Arm	impuls Bein
Oberer Strumpfrand	Haftband erneuern	●	●
	Trikotrand in Haftband	●	●
	Haftband	●	●
	Hüftteil entfernen und Haftband annähen		●
AGHB	Hüftgurt erneuern		●
Strumpf kürzen	AD / CG max. um 3 cm	●	●
	AG max. um 5 cm		●
Reparatur, sofern möglich	Loch	●	●
	Laufmasche	●	●
	Naht	●	
	Ziehfa-den	●	●

NEUBESTELLUNG

▲ MAßANFERTIGUNG

	Einheit	impuls
Fußspitzengestrick verlängern oder kürzen	Stück	▲
Fußspitze Naht nach außen gelegt	Stück	▲
Fußspitze breiter, schmaler, anatomisch	Stück	▲
Leibteil vorn / hinten – zwei Nähte	Stück	▲
AT mit Herrenzwinkel (ohne Eingriff oder mit Längsschlitz)	Stück	▲
AT mit Reiterhosenzwinkel	Stück	▲

ÄNDERUNGEN | REPARATUREN
▲ MAßANFERTIGUNG

		impuls Bein
Oberer Strumpf- rand	Haftband erneuern	▲
	Trikotrand in Haftband	▲
	Haftband enger oder weiter	▲
	Hüftteil entfernen und Haftband annähen	▲
AT	Leibteil verkürzen	▲
	Leibteil verlängern (außer ATX)	▲
	Zwickel verengen (außer ATX)	▲
	Zwickel erweitern (außer ATX)	▲
	Reiterhosenzwickel (außer ATX)	▲
	AT ändern in AG mit Haftband	▲
AGHB	Hüftgurterneuern	▲
Strumpf kürzen	AD max. um 3 cm	▲
	AG max. um 5 cm	▲
Umfärben von hell nach dunkel*		▲
Änderung an Fußspitze	Fußspitze geschlossen ändern in offen	▲
	Fußspitze offen einkürzen	▲
Reparatur, sofern möglich	Loch	▲
	Laufmasche	▲
	Naht	▲
	Ziehfaden	▲

ÄNDERUNGEN | REPARATUREN
▲ VenoTrain®curaflow
● VenoTrain®curaflow strong

		Versorgung		
Änderung		Bein	Arm	Thorax
Hosen				
Leibteil	nachträglich U-Teil einarbeiten nur bei kompressivem Leibteil			
	Leibteil verkürzen	▲		
	Stomaöffnung in Leibteil einarbeiten			
	Tailienabschluss			
	Zwickel			
Reißverschluss einarbeiten		▲		
AT in AG mit Hüftbefestigung		▲		
AT in CT, ET oder FT		▲		
AT in AG mit Haftband		▲		
Bein / Arm				
Strumpf kürzen (Kettelabschluss)		▲●	▲	
Haftband / Tailienband / Gurt				
neue Haftbandstücke einnähen				
neues Haftband / Tailienband annähen				
Haftband max 5 cm enger oder weiter		▲	▲	
Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband				
Schulterkappe ändern in CG mit Haftband				
neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß)				
Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G		▲		
Annähen Schulterkappe an CG			▲	
Lymphpad / Futterstoff		▲	▲	
Fertigstellung		▲	▲	
Fuß (je Fuß)				
Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge		▲●		
cA-Maß verengen		▲●		
Haftbandstücke bei cA einnähen		▲●		
Änderungen Hand				
Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht)			▲	
nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern			▲	
Thorax				
Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler)				▲
Armansatz (je Arm)				▲
Ausschnitte vertiefen				▲
Reißverschluss einarbeiten				▲
Thorax kürzen				▲
Fertigstellung				▲
Reparaturen / Anpassungen				
Reparatur Naht		▲●	▲	▲
Reparatur Laufmasche		▲●	▲	▲
Reparatur Loch und Fadenzieher		▲●	▲	▲

* Strümpfe bitte **nicht** anprobieren – nach Hautkontakt ist das Umfärben nicht mehr möglich

EMPFEHLUNGEN ZUR VERORDNUNG

REZEPTBEISPIELE

Gebühr frei

Geb.-pfl.

noctu

Sonstige

Unfall

Arbeits-unfall

Krankenkasse bzw. Kostenträger

Name, Vorname des Versicherten

Kostenträgerkennung

Versicherten-Nr.

Status

Betriebsstätten-Nr.

Arzt-Nr.

Datum

Hilfs-mittel

Impf-stoff

Spr.-St. Bedarf

Begr.-Pflicht

Apotheken-Nummer / IK

6

X

8

9

Zuzahlung

Gesamt-Brutto

Arzneimittel-/Hilfsmittel-Nr.

Faktor

Taxe

1. Verordnung

2. Verordnung

3. Verordnung

geb. am

REZEPTBEISPIEL

BEINVERSORGUNG

Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)

aut idem

189.01: Lymphödem, Stadium II

aut idem

VenoTrain curaflow, medizinische Kompressionsstrumpfhose, 1 Stück

aut idem

AT mit Taillenband, Ccl 2, geschlossener schräger Fuß, schräger Abschluss, Beinerhöhung vorn, Funktionszone Knie, Maßanfertigung flachgestrickt

Bei Arbeitsunfall auszufüllen!

Unfalltag

Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer

Abgabedatum in der Apotheke

Unterschrift des Arztes

Muster 16 (10.2014)

ALLE MEDIZINISCH NOTWENDIGEN ZUSÄTZE MÜSSEN VERORDNET WERDEN

DAS REZEPT MUSS ENTHALTEN:

- Hilfsmittelnummern
- Diagnose
- Anzahl der Strümpfe (Stück / Paar)
- Produktname (optional)
- Kompressionsklasse (Ccl)
- Länge bzw. Ausführung des Strumpfes
- Zusätze (schräge Abschlüsse, Befestigungen, Haftbandstücke, Pelotten etc.)
- Angabe zur Maßanfertigung (z. B. flachgestrickt)

Da es in jeder Kompressionsklasse Materialien mit unterschiedlicher Elastizität und Wirksamkeit gibt, ist eine namentliche Produktverordnung sinnvoll*.

In Einzelfällen kann eine Kombination aus verschiedenen Kompressionsstrümpfen bzw. -strumpfhosen erfolgen. Diese Kombinationen können z. B. aus zwei übereinander getragenen Kompressionsstrümpfen bestehen, wenn das Anlegen eines einzelnen Kompressionsstrumpfes in der erforderlichen hohen Kompressionsklasse Schwierigkeiten bereitet. Bei einem Lipödem kann eine Versorgung ohne Fußteil angebracht sein.**

* S2K Leitlinie: Medizinische Kompressionstherapie der Extremitäten mit Medizinischem Kompressionsstrumpf (MKS), Phlebologischem Kompressionsverband (PKV) und Medizinischen adaptiven Kompressionssystemen (MAK), AWMF Reg.-Nr. 037/005, Stand 2023.

** S2K-Lipödem, 5.0, 2024, <https://register.awmf.org/de/leitlinien/detail/037-012>

*** S2k Leitlinie Diagnostik und Therapie der Lymphödeme, Deutschen Gesellschaft für Phlebologie e. V., AWMF Reg.-Nr. 058-001, Stand 2022.

Weitere Kombinationsmöglichkeiten sind z. B. eine Kompressions-Caprihose mit einem Kompressions-Wadenstrumpf, oder eine Kompressions-Bermuda mit einem Kompressions-Schenkelstrumpf (s. Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes).

Bei mittelgradiger Beanspruchung sollte ein wirksamer Kompressionsdruck für die Dauer von sechs Monaten gewährleistet sein.

Aus hygienischen Gründen ist eine **Wechselversorgung notwendig**. Bei schwerer körperlicher Arbeit sowie signifikanter Änderung der anatomischen Maße kann eine Neuverordnung allerdings auch schon zu einem früheren Zeitpunkt erforderlich werden***.

TIPP!

Für ausführliche Informationen zur Verordnung wenden Sie sich gern jederzeit direkt an uns. Wir stellen Ihnen entsprechende Materialien zur Verfügung.

Verordnerblock Bein

Art.-Nr. 271 2010 2010 001

Verordnerblock Arm / Thorax

Art.-Nr. 271 2010 2010 002

BESTELLBLÖCKE

Unsere speziellen Bestellblöcke erleichtern Ihnen die tägliche Arbeit!
Gern schicken wir Ihnen diese Bestellblöcke kostenfrei zu.

Die verschiedenen Bestellblätter können Sie sich natürlich
jederzeit gern auch downloaden:
experts.bauerfeind.com/b2b/downloads

MASS- UND SERIENBESTELLBLOCK		Artikelnummer
VenoTrain	Maßbestellblatt auf der Vorderseite, Serienbestellblatt auf der Rückseite	271 2020 0000 002

MASS-BESTELLBLÖCKE		Artikelnummer
Flachstrick- Versorgung	VenoTrain delight Bein	271 2020 0000 003
	VenoTrain curaflow Bein	271 4220 7000 001
	VenoTrain curaflow strong Bein	271 4220 7000 010
	VenoTrain curaflow Zehen	271 4220 7000 002
	VenoTrain curaflow Arm / Hand	271 4220 7000 003
	VenoTrain curaflow Thorax	271 4120 3000 003

NUR DOWNLOAD		
Rundstrick- Versorgung	VenoTrain soft Arm	experts.bauerfeind.com/ venotrain-soft-arm

AUF EINEN BLICK

HILFSMITTELNUMMERN

VENOTRAIN-RUNDSTRICKPRODUKTE

SERIE

	Ccl	AD 17.06.01...	AG 17.06.03...	AT 17.06.04...	CG 17.10.01...
impuls	2	...1143	...1132	...1190	
	3	...2047	...2042	...2037	
soft Arm	1				...0015
	2				...1020

VENOTRAIN-RUNDSTRICKPRODUKTE

MASSANFERTIGUNGEN

	Ccl	AD 17.06.10...	AG 17.06.12...	AT 17.06.13...	ATH 17.06.13...	ATX 17.06.13...
impuls	2	...1023	...1022	...1069	...1069	...1069
	3	...2008	...2007	...2023	...2023	...2023

VENOTRAIN-FLACHSTRICKPRODUKTE

MASSANFERTIGUNGEN

	Ccl	AD 17.06.14...	AF 17.06.15...	AG 17.06.16...	AT 17.06.17...	CT 17.06.18...	BT 17.06.21...	ET 17.06.19...	FT 17.06.22...	CG 17.10.04...
delight Bein	2	...1014	...1019	...1014	...1011	...1014		...1014		
	3	...2014	...2019	...2014	...2010	...2015		...2015		
curaflow Bein	1	...0014	...0014	...0014	...0014	...0012	...0001	...0012	...0001	
	2	...1019	...1018	...1019	...1017	...1012	...1001	...1013	...1001	
	3	...2020	...2018	...2020	...2017	...2013	...2001	...2014	...2001	
	4	...3017	...3016	...3017	...3014	...3010	...3001	...3010	...3001	
curaflow strong Bein	2	...1035		...1034						
	3	...2031		...2031						
curaflow Arm	1			17.10.06.0001						...0029
	2			17.10.06.1001						...1032
	3			17.10.06.2001						...2026

VENOTRAIN-ANZIEHHILFEN

glider	02.40.01.3012
glider plus	02.40.01.3034

VENOTRAIN-ZUSÄTZE

viskoelastische Pelotten (Kompressionspelotten) inkl. Tasche	17.99.99.0002
komprimierendes Leibteil (ATX)	17.99.99.2003
komprimierendes Zehenteil / Zehenkappe	17.99.99.2004
Hüftbefestigung (AF, AG)	17.99.99.2006
Haftband (Hafttrand)	17.99.99.2008
Handteil für Armstrümpfe mit Daumenöffnung	17.99.99.2010
Handteil für Armstrümpfe mit Daumenansatz	17.99.99.2011
Handteil für Armstrümpfe mit Daumen und Finger	17.99.99.2012
Schulterbefestigungssystem Schulterbefestigung / Kappe für Armstrümpfe	17.99.99.2013
Reißverschluss am Armstrumpf	17.99.99.2014
Reißverschluss am Beinstrumpf	17.99.99.2015
Haftbandstücke	17.99.99.2016
Eingriff für ATH	17.99.99.2018
Schwangerschaftshosenteil	17.99.99.2019
Stomaöffnung	17.99.99.2020
ZUSÄTZE NUR FÜR FLACHSTRICK-PRODUKTE	
geschlossene Fußspitze	17.99.99.2025
schräge Abschlüsse proximal (laterale Erhöhung, Überhöhung, Slipform)	17.99.99.2026
Oberbeinerhöhung (venolaterale Erhöhung)	17.99.99.2027
anatomisches Knie (Ellipse, anatomisch abgewinkeltes Knie, Funktionszone Knie)	17.99.99.2028
anatomische Ellenbeuge (Funktionszone Ellenbogen, vermehrte Einkehr Arm)	17.99.99.2029
90°-Ferse / T-Ferse (Y-Einkehr, 90°-Fuß, anatomisch abgewinkelter Fuß)	17.99.99.2030
Futterstoff , inkl. Taschen	17.99.99.2031

WEITERE BAUERFEIND-SORTIMENTSBEREICHE



VENOTRAIN-KOMPRESSIONSSTRÜMPFE (Rundstrick) zeichnen sich durch einzigartige Materialeigenschaften aus. Sie verbessern die Venentätigkeit und wirken venös bedingten Beinbeschwerden entgegen. Als medizinische Kompressionsstrümpfe für leichte bis fortgeschrittene Venenleiden, aber auch als Stützstrümpfe im Beruf oder auf Reisen, bietet das VenoTrain-Sortiment den jeweils passenden Strumpf an. Durch eine breite Auswahl an Farben und Mustern lassen sie sich wunderbar modisch kombinieren.



Die Füße sind das Fundament des Körpers. **ORTHOPÄDISCHE EINLAGEN** entlasten gleichzeitig Füße, Knie- und Hüftgelenke sowie den Rücken. Sie unterstützen den Fuß in seiner natürlichen Funktionsweise und können so die Biomechanik des Körpers positiv beeinflussen. Da nicht jeder Fuß die gleiche Art der Unterstützung braucht, hält Bauerfeind über 300 verschiedene Modelle bereit.



BANDAGEN UND ORTHESEN von Bauerfeind helfen nach Verletzungen sowie bei akuten und chronischen orthopädischen Erkrankungen. Sie verbessern das Stabilitätsempfinden und geben ein Gefühl der Sicherheit im Alltag und beim Sport. Um die Bewegungstherapie optimal zu unterstützen, werden die Bandagen und Orthesen aus leichten und atmungsaktiven Materialien gefertigt. Durch innovative Lösungen wie Schnellverschlüsse oder integrierte Anziehhilfen sind sie einfach zu handhaben im täglichen Gebrauch und überzeugen mit höchster Qualität »made in Germany«.

Einen Überblick über alle Versorgungsbereiche finden Sie online unter:
experts.bauerfeind.com

NOTIZEN

[illegible]

DATENSCHUTZ-HINWEIS:

Patientendaten in Bestellformularen etc. werden von uns im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung bearbeitet und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen solange gespeichert, wie gesetzlich vorgeschrieben. Bitte holen Sie hierfür von Ihren Patienten die erforderliche Einwilligung ein, bevor Sie den Auftrag an uns übermitteln, da anderenfalls Ordnungsgelder verhängt werden können.

HAFTUNGSHINWEISE:

Alle Angaben dieser Broschüre haben den Stand des Zeitpunkts der Drucklegung. Diese Broschüre ermöglicht – je nach Darstellung – einen ersten Überblick über das Fachgebiet und schlägt ausgewählte medizinische Diagnose- / Behandlungsmöglichkeiten vor. Obgleich wissenschaftlich fundiert, erheben die Darstellungen keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit / Vorstellung aller Lehrmeinungen. Sämtliche Inhalte dieser Broschüre / oder deren – auch auszugsweise – Online-Darstellung, insbesondere solche zu Diagnostik und Behandlungsformen (Texte, Bilder, Graphiken etc.), verstehen sich als unverbindliche Unterstützung der durch Arzt und Fachpersonal auszuwählenden Therapie. Diese Broschüre ersetzt nicht die notwendige persönliche Anamnese und deren fachliche Gesamtbewertung eines Arztes / und Fachpersonals unter Einbeziehung ggf. bereits laufender Therapien.

Die Inhalte der Broschüre sind nur für das medizinische Fachpersonal bestimmt, nicht für Fachfremde, insbesondere nicht für Patienten.

In Zweifelsfällen suchen Sie bitte ergänzenden fachlichen Rat, auch wir unterstützen hierbei gern.

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER BAUERFEIND AG (AGB)

GELTUNGSBEREICH: DEUTSCHLAND

Preise

verstehen sich netto in Euro ab Werk zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.

Versand

auf Rechnung und Gefahr des Käufers, auch dann, wenn dieser die Beförderungskosten nicht trägt. Betriebsstörungen bei uns oder einem unserer Lieferanten, Personalmangel, Streik, Aussperrung sowie höhere Gewalt berechtigen uns, die Lieferzeiten zu verlängern und entbinden uns für die Dauer der Behinderung von jeder Lieferverpflichtung.

Versandkosten

berechnen wir pauschal bei einem Nettoauftragswert des Gesamtauftrages bis 50 Euro in Höhe von sieben Euro und bis 200 Euro in Höhe von vier Euro. Maßanfertigungen sind versandkostenfrei. Besondere Versandwünsche werden nach Aufwand berechnet.

Retouren

außerhalb der Gewährleistung werden grundsätzlich erst nach vorheriger Ankündigung und Abstimmung der Rücksendung (Avisierung) unter Beifügung der Lieferpapiere entgegengenommen, wobei wir den einwandfreien Zustand der Ware voraussetzen. Ein generelles Verweigerungsrecht für solche Retouren behalten wir uns vor.

Wir berechnen für den Bearbeitungsaufwand von Retouren außerhalb der Gewährleistung bei Rücksendung bis einen Monat ab Lieferdatum zehn Euro pro Rücksendung. Bei Rücksendungen ab einen Monat nach Lieferdatum werden 20 Prozent des Nettoauftragswertes, maximal aber 25 Euro pro Artikel und Stück als Bearbeitungsgebühr berechnet, bei Rücksendung ab sechs Monaten bis zwölf Monaten nach Lieferdatum werden 40 Prozent des Nettoauftragswertes, maximal jedoch 50 Euro pro Artikel und Stück berechnet.

Die Entgegennahme von Retouren außerhalb der Gewährleistung, insbesondere für Maß- und Sonderanfertigungen, sowie für Rücksendungen über zwölf Monate nach Lieferdatum ist ausgeschlossen.

Zahlungen

sind nach Lieferung sofort fällig. Bei Teilnahme am Bankeinzugsverfahren gewähren wir vier Prozent Skonto, bei Zahlung innerhalb von zehn Tagen nach Rechnungsdatum drei Prozent Skonto. Ansonsten gilt als Zahlungsziel 30 Tage netto. Nach Ablauf von 30 Tagen ab Rechnungsdatum befindet sich der Käufer im Zahlungsrückstand. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt die Lieferung nur noch gegen Vorauskasse.

Wir berechnen ab dem Zeitpunkt eingetretenen Zahlungsrückstandes Verzugszinsen in Höhe von acht Prozent über dem jeweiligen Basiszinssatz. Bei der Zahlung per Scheck, Wechsel usw. gilt diese erst als erbracht, wenn der Betrag unwiderruflich unserem Konto gutgeschrieben wurde.

Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an allen gelieferten Waren vor, bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit uns beglichen hat. Der Eigentumsvorbehalt gilt anteilmäßig auch dann, wenn die Ware be- oder verarbeitet worden ist. Im Falle der Weiterveräußerung gelten die daraus entstehenden Forderungen an Dritte bis zur Höhe unserer Gesamtforderungen als vorbehaltlos an uns abgetreten.

Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer trotz Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer nicht in Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, können wir verlangen, dass der Käufer die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

Der Käufer darf die Liefergegenstände weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstiger Verfügungen durch Dritte hat der Käufer uns unverzüglich zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Käufers freizugeben, als der Wert die zu sichernde Forderung, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 Prozent übersteigt.

Reklamation

Gewährleistungsansprüche wegen offensichtlicher Mängel erlöschen, wenn sie nicht unverzüglich gemäß § 377 HGB uns gegenüber schriftlich geltend gemacht werden. Im Übrigen verjähren Gewährleistungsansprüche ein Jahr nach Übergabe des Kaufgegenstandes. Ist die Ware mangelhaft, so liefern wir nach unserer Wahl Ersatz oder bessern nach. Reparaturen können aus hygienischen Gründen nur an gewaschenen bzw. hygienisch einwandfreien Artikeln ausgeführt werden. Bei der Einsendung von ungewaschener Ware behalten wir uns die Berechnung einer

angemessenen Aufwandspauschale vor. Solange wir unseren Verpflichtungen zur Nacherfüllung nachkommen, insbesondere zur Behebung von Mängeln oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache, hat der Kunde kein Recht, eine Herabsetzung der Vergütung zu verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag zu erklären, sofern nicht ein Fehlschlagen der Nacherfüllung vorliegt. Nicht unter die Gewährleistung fallen Fehler, die auf normalen Verschleiß und Überbelastung, missbräuchliche Verwendung, Vernachlässigung der Pflege sowie Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind.

Haftung

Wir haften nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz sowie für die Verletzung solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf (»wesentliche Pflichten«).

Im Hinblick auf die leicht fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Pflicht ist unsere Haftung auf bei Vertragsschluss vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt.

Im Hinblick auf die leicht fahrlässige Verletzung vertraglicher Pflichten, die keine wesentlichen Pflichten sind, haften wir nicht.

Soweit unsere Haftung beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die Haftung unserer Arbeitnehmer, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten nicht bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos, für die Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sowie für Körperschäden (Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit). Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese AGB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG).

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist Gera, sofern der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch in allen Fällen ebenfalls berechtigt, Klage am Erfüllungsort oder am allgemeinen Gerichtsstand des Nutzers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere bezüglich ausschließlicher Zuständigkeiten, bleiben unberührt.

Erfüllungsort für die Lieferung ist der Sitz unseres Unternehmens.

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise nichtig, unwirksam, undurchführbar oder nicht durchsetzbar (»Fehlerhafte Bestimmung«) sein oder werden, so werden die Wirksamkeit und die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich vielmehr bereits jetzt, anstelle der Fehlerhaften Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck dieser Vereinbarung vereinbart hätten, wenn sie die Fehlerhaftigkeit der Bestimmung erkannt hätten. Beruht die Fehlerhaftigkeit einer Bestimmung auf einem darin festgelegten Maß der Leistung oder der Zeit (Frist oder Termin), so ist die Bestimmung mit einem dem ursprünglichen Maß am nächsten kommenden rechtlich zulässigen Maß zu vereinbaren. Gleiches gilt für etwaige Regelungslücken in diesen AGB. Diese salvatorische Klausel hat keine bloße Beweislastumkehr zur Folge, sondern bedingt § 139 BGB insgesamt ab.

Schriftform

Änderungen und / oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (eigenhändige Unterschrift); dies gilt auch für Änderungen und Ergänzungen dieses Schriftformerfordernisses.


Datenschutzklausel / Gesprächsaufzeichnung

Zu Qualitätszwecken zeichnen wir stichprobenartig Telefonate zwischen dem Käufer und unseren Mitarbeitern auf. Diese Telefonaufzeichnungen dienen ausschließlich dem Zweck, unsere Leistung zu verbessern und werden nach ihrer Auswertung gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Käufer willigt hiermit in die Aufzeichnungen von Telefonaten zu ausschließlich diesem Zweck ein. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft vom Käufer widerrufen werden.

Weitere Informationen zu den jeweils aktuellen Datenschutzgrundsätzen der Bauerfeind AG unter www.bauerfeind.de/ds



Versorgen Sie mit
VenoTrain® curaflow | strong
und empfehlen Sie
die **curaflow-App**.



BAUERFEINDMEDICAL



BAUERFEINDCURAFLOW



Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche?
Kontaktieren Sie uns:

BAUERFEIND AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
T +49 (0) 36628 66-20 00
F +49 (0) 36628 66-29 99
E info@bauerfeind.com